

# ALBUMINA VET

Instruções de Uso

Ref.: 1007

**Finalidade** . Sistema para a determinação da albumina em amostras de soro por reação de ponto final.

**Uso profissional.**

**[Somente para uso diagnóstico in vitro.]**

**Princípio** . A albumina tem a propriedade de se ligar à uma grande variedade de ânions orgânicos e moléculas complexas de corantes.

O sistema de medição se baseia no desvio do pico de absorvidade máxima de um corante complexo (verde de bromocresol) quando este se liga à albumina. A cor formada é medida colorimetricamente entre 600 e 640 nm, sendo proporcional à quantidade de albumina na amostra até a concentração de 6,0 g/dL.

**Características do sistema** . Os métodos mais comumente utilizados para a dosagem da albumina se baseiam na ligação com corantes. Esta ligação, que promove um desvio do pico de absorvidade do corante, permite que a cor resultante possa ser medida colorimetricamente na presença de excesso do corante. A alta afinidade de ligação da albumina permite que todas as suas moléculas presentes na amostra participem da reação. O sistema contém um detergente não iônico que reduz a absorvância do branco, previne o aparecimento de turvação e aumenta a linearidade.

Vários corantes como o metilorange, HABA, verde de bromocresol (VBC) e púrpura de bromocresol (PBC) têm sido utilizados na dosagem da albumina sérica, sendo o VBC o reagente mais utilizado tendo inclusive sido recomendado pela AACCC<sup>3</sup>. Este também tem sido o método de escolha dos laboratórios, pois foi utilizado por 60% dos participantes do programa de proficiência do Colégio Americano de Patologistas no ano de 2002.

O verde de bromocresol possui especificidade para a albumina e não sofre interferência de valores elevados da bilirrubina e hemoglobina, permitindo também que a interferência de valores elevados dos triglicérides possa ser corrigida utilizando o branco da amostra.

O método tem excelente correlação com o fracionamento eletroforético em acetato de celulose e é facilmente aplicável à maioria dos analisadores semi-automáticos e automáticos capazes de medir uma reação de ponto final entre 600 e 640 nm.

**Metodologia** . Verde de Bromocresol.

## Reagentes

### 1. **[R11]** - Reagente de Cor - Armazenar entre 2 - 8 °C.

Contém tampão 60 mmol/L, pH 3,8; verde de bromocresol 300 µmol/L e Brij 35 ≥ 6,0 mmol/L.

### 2. **[CAL]** - Padrão 3,8 g/dL - Armazenar entre 2 - 8 °C.

Contém 3,8 g/dL de albumina bovina e azida sódica 0,1%. Armazenar bem vedado para evitar evaporação.

Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas, são estáveis até a data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos a contaminações de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade.

## Precauções e cuidados especiais

Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do reagente.

O padrão contém azida sódica que é tóxica. Deve-se tomar cuidado para evitar a ingestão e no caso de contato com os olhos, deve-se lavar imediatamente com grande quantidade de água e procurar auxílio médico. A azida pode formar compostos altamente explosivos com tubulações de chumbo e cobre. Portanto, utilizar grandes volumes de água para descartar o reagente.

Um forte indicio de deterioração é indicado por uma absorvância maior que 0,300 quando o Reagente de Cor é medido em 630 nm contra água.

## Materiais necessários e não fornecidos

1. Fotômetro capaz de medir, com exatidão, a absorvância entre 600 e 640 nm.
2. Pipetas para medir amostras e reagentes.
3. Cronômetro.

## Amostra

Usar soro. A albumina é estável no soro 3 dias entre 2 - 8 °C e 7 dias a 10 °C negativos. **Não usar plasma.**

Deve ser criado um Procedimento Operacional Padrão (POP) que estabeleça procedimentos adequados para coleta, preparação e armazenamento da amostra. Enfatizamos que os erros devidos à amostra podem ser muito maiores que os erros ocorridos durante o procedimento analítico.

Como nenhum teste conhecido pode assegurar que amostras de sangue não transmitem infecções, todas elas devem ser consideradas como potencialmente infectantes. Portanto, ao manuseá-las devem-se seguir as normas estabelecidas para biossegurança.

Para descartar os reagentes e o material biológico sugerimos aplicar as normas locais, estaduais ou federais de proteção ambiental.

## Interferências

Valores de bilirrubina até 38 mg/dL, hemoglobina até 180 mg/dL e triglicérides até 250 mg/dL não produzem interferências significativas.

Valores de triglicérides maiores que 250 mg/dL produzem interferências positivas que podem ser minimizadas utilizando o branco de amostra.

Para avaliar a concentração aproximada da hemoglobina em uma amostra hemolisada, pode-se proceder do seguinte modo: Diluir 0,05 mL da amostra em 2,0 mL de NaCl 150 mmol/L (0,85%) e medir a absorbância em 405 ou 415 nm acertando o zero com água deionizada ou destilada.

$$\text{Hemoglobina (mg/dL)} \equiv \text{Absorbância}_{405} \times 601$$

$$\text{Hemoglobina (mg/dL)} \equiv \text{Absorbância}_{415} \times 467$$

**Minimização da ação de interferentes** . Branco da amostra: Misturar 1,0 mL de NaCl 150 mmol/L (0,85%) com 0,01 mL da amostra. Medir a absorbância em 630 nm, acertando o zero com água deionizada ou destilada. Subtrair a absorbância assim obtida da absorbância do teste e calcular a concentração. Este sistema de correção é aplicável apenas aos casos em que a amostra produz interferência fotométrica.

**Influências pré- analíticas** . O uso de torniquete por mais de 3 minutos provoca o aumento do valor da albumina. Plasmas obtidos com heparina de lítio e oxalato de potássio combinado com fluoreto de sódio fornecem resultados falsamente diminuídos.

## Procedimento

Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir:

	Branco	Teste	Padrão
Reagente de Cor (nº 1)	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL
Amostra	----	0,01 mL	----
Padrão (nº 2)	----	----	0,01 mL

Misturar e após 2 minutos, no máximo 10 minutos, determinar as absorbâncias do teste e padrão em 630 nm ou filtro vermelho (600 a 640) acertando o zero com o branco.

O procedimento sugerido para a medição é adequado para fotômetros cujo volume mínimo de solução para leitura é igual ou menor que 1,0 mL. Deve ser feita uma verificação da necessidade de ajuste do volume para o fotômetro utilizado. Os volumes de amostra e reagente podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo para o desempenho do teste e o procedimento de cálculo se mantém inalterado. Em caso de redução dos volumes é fundamental que se observe o volume mínimo necessário para a leitura fotométrica. Volumes da amostra menores que 0,01 mL são críticos em aplicações manuais e devem ser usados com cautela porque aumentam a imprecisão da medição.

## Cálculos

$$\text{Albumina (g/dL)} = \frac{\text{Absorbância do teste}}{\text{Absorbância do padrão}} \times 3,8$$

## Exemplo

Absorbância do teste = 0,242

Absorbância do padrão = 0,302

$$\text{Albumina (g/dL)} = \frac{0,242}{0,302} \times 3,8 = 3,0$$

Devido a grande reprodutibilidade que pode ser obtida com a metodologia, pode-se utilizar o método do fator.

$$\text{Fator de Calibração} = \frac{3,8}{\text{Absorbância do padrão}}$$

$$\text{Albumina (g/dL)} = \text{Absorbância do teste} \times \text{Fator}$$

## Exemplo

$$\text{Fator} = \frac{3,8}{0,302} = 12,6$$

$$\text{Albumina (g/dL)} = 0,242 \times 12,6 = 3,0$$

**Calibração** . O padrão é rastreável ao Certified Reference Material - CRM (BCR) 470 do Institute for Reference Materials and Measurements/International Federation of Clinical Chemistry (IRMM/IFCC).

## Calibrações Manuais

Obter semanalmente o fator de calibração.

## Sistemas Automáticos

Branco de reagentes: água ou solução de NaCl 150 mmol/L (0,85%); Padrões: usar calibradores protéicos. As concentrações de albumina no Calibra VET da Labtest são rastreáveis ao CRM (BCR) 470 do IRMM/IFCC.

## Intervalo de calibrações

Deve-se recalibrar o sistema nas seguintes situações:

Calibração de 2 pontos ao mudar de lote;

Calibração de 2 pontos quando o controle interno da qualidade indicar.

## Linearidade

O resultado da medição é linear até 6,0 g/dL. Para valores maiores, diluir a amostra com NaCl 150 mmol/L (0,85%), realizar nova medição e multiplicar o resultado obtido pelo fator de diluição.

**Controle interno da qualidade** . O laboratório deve manter um programa de controle interno da qualidade que defina claramente os regulamentos aplicáveis, objetivos, procedimentos, critérios para especificações da qualidade e limites de tolerância, ações corretivas e registro das atividades.

Materiais de controle devem ser utilizados para avaliar a imprecisão e desvios da calibração. Sugere-se que as especificações para o coeficiente de variação e o erro total sejam baseadas nos componentes da variação biológica (VB)<sup>5,6,7</sup>.

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas da linha Qualitrol VET da Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

**Intervalo de referência** . Os intervalos devem ser usados apenas como orientação. Recomenda-se que cada laboratório estabeleça, de acordo com a população de animais atendida, seu próprio intervalo de referência.

#### Espécie (g/dL)

Canina	2,3 a 3,8
Felina	2,1 a 3,9
Equina	2,7 a 3,7
Bovina	2,5 a 4,3

### Características do desempenho<sup>9</sup>

**Exatidão** . Em duas amostras com concentrações de albumina iguais a 2,7 e 4,2 g/dL foram adicionadas quantidades diferentes do analito, obtendo-se recuperações entre 97 e 103%. O erro sistemático proporcional médio obtido em um valor de 3,5 g/dL foi igual a 0,04 g/dL ou 1,1%.

**Especificidade** . O método proposto foi comparado com um método similar utilizando 80 amostras com valores situados entre 2,5 e 5,3 g/dL. A comparação resultou na equação da regressão:  $y = 0,09 + 0,98x$  e um coeficiente de correlação (r) igual a 0,994. O erro sistemático total (constante e proporcional) verificado no nível de decisão (3,5 g/dL) foi igual a 0,02 g/dL ou 0,6%.

### Repetitividade - Imprecisão intraensaio

	N	Média	DP	CV (%)
Amostra 1	20	3,5	0,03	0,9
Amostra 2	20	5,2	0,06	1,2

### Reprodutibilidade - Imprecisão total

	N	Média	DP	CV (%)
Amostra 1	20	3,4	0,07	2,0
Amostra 2	20	5,1	0,06	1,2

**Sensibilidade metodológica** . Uma amostra protéica não contendo albumina foi utilizada para calcular o limite de detecção do ensaio tendo sido encontrado um valor igual a 0,015 g/dL, equivalente a média de 20 ensaios mais dois desvios padrão. Utilizando-se a absorbância do padrão como parâmetro, verificou-se que o limite de detecção fotométrica é de 0,013 g/dL, correspondendo a uma absorbância igual a 0,001.

**Efeitos da diluição da matriz** . Duas amostras com valores iguais a 6,3 e 6,7 g/dL foram utilizadas para avaliar a resposta do sistema nas diluições da matriz com NaCl 150 mmol/L (0,85%). Usando fatores de diluição que variaram de 2 a 8 foram encontradas recuperações entre 95 e 103%.

**Significado clínico**<sup>10,11</sup> . A albumina é a proteína mais importante do plasma, representando 40 a 60% do total de proteínas. Os níveis plasmáticos de albumina, devido a sua relação com o aporte de proteína e à produção no fígado, são frequentemente usados como parâmetro para avaliação do estado nutricional e função hepática.

A concentração sérica de albumina estará baixa quando a habilidade de síntese estiver afetada. Entretanto, devido a alta meia-vida plasmática dessa proteína e à grande capacidade de reserva do fígado, não se observa hipoalbuminemia até que haja perda de 60 a 80 % da função hepática.

Cada espécie de animal apresenta um tipo de resposta frente a hepatopatia crônica, sendo a hipoalbuminemia comum em cães hepatopatas crônicos mas não tão comum em equinos na mesma condição.

A concentração sérica de albumina pode também estar baixa em animais que apresentem nefropatias e enteropatias com perdas protéicas, síndromes nefróticas (edema/ascite), doenças crônicas como neoplasias, falência cardíaca e em outros estados catabólicos crônicos

A elevação da albumina sérica é encontrada apenas na desidratação.

### Observações

**1.** A limpeza e secagem adequadas do material utilizado são fatores fundamentais para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos.

**2.** O laboratório clínico tem como objetivo fornecer resultados exatos e precisos. A utilização de água de qualidade inadequada é uma causa potencial de erros analíticos. A água deionizada ou destilada utilizada no laboratório deve ter a qualidade adequada a cada aplicação. Assim, para preparar reagentes, usar nas medições e para uso no enxágue final da vidraria, deve ter resistividade  $\geq 1$  megaohm.cm ou condutividade  $\leq 1$  microsiemens/cm e concentração de silicatos  $< 0,1$  mg/L. Quando a coluna deionizadora está com sua capacidade saturada ocorre produção de água alcalina com liberação de vários íons, silicatos e substâncias com grande poder de oxidação ou redução que deterioram os reagentes em poucos dias ou mesmo horas, alterando os resultados de modo imprevisível. Assim, é fundamental estabelecer um programa de controle da qualidade da água.

**3.** Para uma revisão das fontes medicamentosas de interferência nos resultados e na metodologia sugere-se consultar: [www.fxol.org/](http://www.fxol.org/).

### Referências

1. Bartholomew RJ, Delaney AM. Proc Austral Assoc Clin Biochem 1966;1:214.
2. Basques JCA, Cabral GL, Cruz RS. Com II Congr Bras Anal Clin. Janeiro, 1972.
3. Tonks DB. Quality Control in Clinical Laboratories, Warner-Chilcott Laboratories, Diagnostic Reagents Division, Scarborough, Canada, 1972.

4. Peters T, Biamont GT, Dumas BT. Albumin in serum. Em Faulkner WR, Meites S, eds. Selected methods of clinical chemistry, volume 9, Washington: AACC Press, 1982:319.

5. Westgard JO, Groth T. Clin Chem 1981;27:493-501.

6. Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, Base de Datos de Variación Biológica. Disponível em: <<http://www.seqc.es/article/articleview/330/1/170>> (acesso em 04/2006).

7. Basques JC. Especificações da Qualidade Analítica. Labtest Diagnóstica 2005.

8. Soldin SJ, Brugnara C, Wong EC: Pediatric Reference Ranges, 5a. edição, Washington: AACC Press, 2005:5-6.

9. Labtest: Dados de Arquivo.

10. Kerr MG. Exames Laboratoriais em Medicina Veterinária, Bioquímica Clínica e Hematologia. Roca. 2003.

11. Thrall MA, et al. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. Roca. 2007.

## Apresentação

Produto	Referência	Conteúdo
Albumina Vet	1007-250	<b>RT1</b> 1 X 250 mL
		<b>CAL</b> 1 X 1 mL

Para informações sobre outras apresentações comerciais consulte o site [www.labtest.com.br](http://www.labtest.com.br) ou entre em contato com o SAC.

## Informações ao consumidor

### [Termos e Condições de Garantia]

A Labtest Diagnóstica garante o desempenho deste produto dentro das especificações até a data de expiração indicada nos rótulos, desde que os cuidados de utilização e armazenamento indicados nos rótulos e nestas instruções sejam seguidos corretamente.

### Labtest Diagnóstica S.A.

CNPJ: 16.516.296 / 0001 - 38  
Av. Paulo Ferreira da Costa, 600 - Vista Alegre - CEP 33240-152  
Lagoa Santa - Minas Gerais Brasil - [www.labtest.com.br](http://www.labtest.com.br)

**Serviço de Apoio ao Cliente** | 0800 031 34 11 (Ligação Gratuita)  
e-mail: [sac@labtest.com.br](mailto:sac@labtest.com.br)

Edição: Outubro, 2013  
Revisão: -  
Ref.: 081021(01)



























Copyright by Labtest Diagnóstica S.A.  
Reprodução sob prévia autorização



# Símbolos utilizados com produtos diagnósticos in vitro

Símbolos usados con productos diagnósticos in vitro

Symbols used with ivd devices

	<b>Conteúdo suficiente para &lt; n &gt; testes</b> Contenido suficiente para < n > tests Contains sufficient for < n > tests		<b>Risco biológico</b> Riesgo biológico Biological risk
	<b>Data limite de utilização (aaaa-mm-dd ou mm/aaaa)</b> Estable hasta (aaaa-mm-dd o mm/aaaa) Use by (yyyy-mm-dd or mm/yyyy)		<b>Marca CE</b> Marcado CE CE Mark
	<b>Material Calibrador</b> Material Calibrador Calibrator Material		<b>Tóxico</b> Tóxico Poison
	<b>Material Calibrador</b> Material Calibrador Calibrator Material		<b>Reagente</b> Reactivo Reagent
	<b>Limite de temperatura (conservar a)</b> Temperatura limite (conservar a) Temperature limitation (store at)		<b>Fabricado por</b> Elaborado por Manufactured by
	<b>Representante Autorizado na Comunidade Europeia</b> Representante autorizado en la Comunidad Europea Authorized Representative in the European Community		<b>Número do lote</b> Denominación de lote Batch code
	<b>Consultar instruções de uso</b> Consultar instrucciones de uso Consult instructions for use		<b>Controle</b> Control Control
	<b>Número do catálogo</b> Número de catálogo Catalog Number		<b>Controle negativo</b> Control negativo Negative control
	<b>Adições ou alterações significativas</b> Cambios o suplementos significativos Significant additions or changes		<b>Controle positivo</b> Control positivo Positive control
	<b>Produto diagnóstico in vitro</b> Dispositivo de diagnóstico in vitro In vitro diagnostic device		<b>Controle</b> Control Control
	<b>Liofilizado</b> Liofilizado Lyophilized		<b>Corrosivo</b> Corrosivo Corrosive
	<b>Período após abertura</b> Período post-abertura Period after-opening		<b>Uso veterinário</b> Uso veterinario Veterinary use
	<b>Instalar até instalar hasta</b> Install before		<b>Fabricado em</b> Elaborado en Manufactured on
	<b>Produto de uso único</b> Producto de un solo uso Single use product		

Ref.: 280322 |