

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO

PRODUCTO
PRODUCT

CA ARSENAZO LIQUIFORM

REFERÊNCIA

REFERENCIA
REFERENCE

95

LOTE

LOT

202508

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO / STORAGE TEMPERATURE

2 – 8 °C

DATA DE EXPIRAÇÃO

FECHA DE EXPIRACIÓN (Día/Mes/Año)
EXPIRATION DATE (Day/Month/Year)

31/12/2026

REGISTRO ANVISA

ANVISA BRAZIL

10009010076

CONTROLES ANALÍTICOS

ANALYTICAL CONTROLS

PARÂMETROS PARÁMETROS / PARAMETER	ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION	RESULTADOS RESULTS
Absorbância do branco Absorbancia del blanco / Blank absorbance	< 0,520	0,417
Linearidade Linealidad / Linearity	≥ 17,0 mg/dL	17,97 mg/dL
Sensibilidade Sensibilidad / Sensitivity	0,0159 - 0,0195	0,0166

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

DATA DE EMISSÃO

FECHA DE EMISIÓN (Día/Mes/Año)
DATE OF ISSUE (Day/Month/Year)

1410/2025

R Thiarlles

Rosiele Thiarlles dos Reis
Controle da Qualidade Labtest
Control de la Calidad Labtest
Labtest Quality Control