

LINHA DE REAGENTES



Labtest 

A vida merece o melhor diagnóstico.



Labtest

Uma empresa moderna, certificada e reconhecida nacional e internacionalmente. **A Labtest Diagnóstica é referência no mercado de diagnósticos in vitro.**

Instalada em um parque industrial com mais de 12 mil m² em Lagoa Santa (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a empresa, fundada pelos médicos Geraldo Lustosa e José Carlos Basques em 1971 é a maior indústria brasileira no segmento. Atualmente, a empresa é presidida pela médica Patologista Clínica Dra. Eliane Lustosa e mantém sua expansão pautada pelo contínuo investimento em inovação e tecnologia, aliada à solidez e eficiência em sua governança corporativa. A Labtest conta com uma equipe de profissionais experientes e qualificados que não mede esforços na busca pelo desenvolvimento de **produtos e serviços competitivos e inovadores para clientes de diferentes portes.**

Reagentes Labtest

TRADIÇÃO, INOVAÇÃO E EXCELÊNCIA EM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS.

Há mais de 45 anos no mercado, a Labtest é a maior indústria brasileira do segmento de diagnóstico in vitro. Anualmente produz e comercializa mais de um milhão de kits de reagentes, e seu portfólio conta com linhas amplas e diversificadas de produtos.

Todos os reagentes que carregam a marca Labtest são submetidos a rigoroso controle de qualidade interno e participam continuamente de programas de proficiência externo, garantindo rastreabilidade e confiabilidade dos laudos emitidos pelos laboratórios.

Inovação e pioneirismo

TRAJETÓRIA DE SUCESSO

1971

Desenvolvimento do primeiro reagente de Triglicérides produzido no Brasil, proporcionando acesso da metodologia a todos os laboratórios.

1999

Lançamento da linha de produtos com tecnologia de estabilização sob a forma de líquidos estáveis.

2005

2015

Na última década:

Desenvolveu cerca de 20 novos produtos com tecnologia própria em turbidimetria, Testes de Coagulação, Hematologia e Quimioluminescência.

Primeira empresa nacional a empregar enzimas como ferramentas de análises, o que abriu mercado para os sistemas de automação.

1988

Introdução da linha de analisadores automáticos.

2002

CDICT

EXPERTISE EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Em 2012 foi criado o **CDICT - Centro de Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia**. Formado por mestres e doutores farmacêuticos, biomédicos, biólogos, engenheiros químicos, médicos e veterinários, o CDICT é dedicado integralmente à pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, melhoria dos produtos já comercializados e ampliação do conhecimento científico.

Tudo isso para buscar soluções cada vez mais eficazes para os clientes Labtest.



Qualidade

A Política de Qualidade da Labtest obedece a rígidos requisitos técnicos nacionais e internacionais. A empresa possui as principais certificações do seu segmento.

RIGOR METODOLÓGICO E CIENTÍFICO PARA A GARANTIA DE RASTREABILIDADE E CONFIABILIDADE NOS RESULTADOS DOS EXAMES

Além de ser submetido a rigoroso controle de qualidade interno, os reagentes Labtest participam continuamente de programas de proficiência externos.

BIOQUÍMICA

Ácido Úrico Liquiform* Ref. 140

Apresentação: 1 x 100 mL e 1 x 250 mL
Metodologia: Enzimático Trinder
Amostra: Soro, urina ou líquidos (amniótico e sinovial)
Linearidade: 20 mg/dL

Albumina* Ref. 19

Apresentação: 1 x 250 mL
Metodologia: Verde de Bromocresol
Amostra: Soro ou líquido ascítico
Linearidade: 6,0 g/dL

ALT/GPT Liquiform* Ref. 108

Apresentação: 4 x 30 mL e 2 x 100 mL
Metodologia: Cinética UV IFCC
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 400 U/L

Amilase Ref. 11

Apresentação: 1 x 55 mL
Metodologia: Caraway modificado
Amostra: Soro, plasma ou líquidos (ascítico, duodenal e pleural)
Linearidade: 400 U/dL

Amilase CNPG Liquiform* Ref. 142

Apresentação: 2 x 30 mL
Metodologia: Substrato Gal-G2- α -CNP
Amostra: Soro, plasma (heparina) ou líquidos (ascítico, duodenal e pleural)
Linearidade: 1.700 U/L

AST/GOT Liquiform* Ref. 109

Apresentação: 4 x 30 mL e 2 x 100 mL
Metodologia: Cinética UV IFCC
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 400 U/L

BILI-D Liquiform* Ref. 93

Apresentação: 1 x 104 mL
Metodologia: Labtest DCA
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 12 mg/dL

Bilirrubina Ref. 31

Apresentação: 1 x 375 mL
Metodologia: Sims-Horn
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 25 mg/dL

BILI-T Liquiform* Ref. 94

Apresentação: 1 x 104 mL
Metodologia: Labtest DCA
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 30 mg/dL

CA Arsenazo Liquiform* Ref. 95

Apresentação: 2 x 50 mL
Metodologia: Arsenazo III
Amostra: Soro, plasma ou urina
Linearidade: 17 mg/dL

Cálcio Liquiform* Ref. 90

Apresentação: 2 x 60 mL
Metodologia: CPC (Cresolftaleína)
Amostra: Soro, plasma (heparina) ou urina
Linearidade: 16 mg/dL

Capacidade Ligação Ferro Ref. 41

Apresentação: 40 determinações
Metodologia: Goodwin modificado
Amostra: Soro
Linearidade: 450 μ g/dL

CK MB Liquiform* Ref. 118

Apresentação: 2 x 30 mL
Metodologia: Inibição IFCC
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 600 U/L

CK NAC Liquiform* Ref. 117

Apresentação: 2 x 30 mL
Metodologia: UV-IFCC
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 2.000 U/L

Cloretos Liquiform* Ref. 115

Apresentação: 1 x 50 mL
Metodologia: Tiocianato de Mercúrio
Amostra: Soro, plasma, urina ou liquor
Linearidade: 130 mEq/L

Colesterol HDL Ref. 13

Apresentação: 200 determinações
Metodologia: Precipitação
Amostra: Soro
Linearidade: 200 mg/dL

Colesterol Liquiform* Ref. 76

Apresentação: 2 x 100 mL e 2 x 250 mL
Metodologia: Enzimático Trinder
Amostra: Soro
Linearidade: 500 mg/dL

Colinesterase Liquiform* Ref. 139

Apresentação: 1 x 30 mL
Metodologia: Cinética DGKC
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 70 - 20.000 U/L

Creatinina Ref. 35

Apresentação: 100 determinações
Metodologia: Picrato Alcalino (Jaffé)
Amostra: Soro, plasma, urina ou líquido amniótico
Linearidade: 12 mg/dL

Creatinina Enzimática* Ref. 127

Apresentação: 2 x 72 mL
Metodologia: Enzimático Trinder
Amostra: Soro, plasma ou urina
Linearidade: até 150 mg/dL

Creatinina K* Ref. 96

Apresentação: 1 x 300 mL
Metodologia: Picrato Alcalino (Jaffé)
Amostra: Soro, plasma, urina ou líquido amniótico
Linearidade: 12 mg/dL

Fe Liquiform* Ref. 91

Apresentação: 2 x 50 mL
Metodologia: Labtest Ferrozine
Amostra: Soro
Linearidade: 1.000 μ g/dL

Ferro Sérico Ref. 38

Apresentação: 80 determinações
Metodologia: Goodwin modificado
Amostra: Soro
Linearidade: 1.000 μ g/dL

Fosfatase Ácida Ref. 39

Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Roy modificado
Amostra: Soro ou plasma (heparina)
Linearidade: 20 U/L

Fosfatase Alcalina Ref. 40

Apresentação: 100 determinações
Metodologia: Roy modificado
Amostra: Soro ou plasma (heparina)
Linearidade: 500 U/L

Fosfatase Alcalina Liquiform* Ref. 79

Apresentação: 4 x 30 mL
Metodologia: Bowers e Mc Comb modificado
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 1.500 U/L

Fósforo Ref. 42

Apresentação: 100 determinações
Metodologia: Labtest molibdato
Amostra: Soro, plasma (heparina), urina ou líquido amniótico
Linearidade: 14 mg/dL

Fósforo UV Liquiform* Ref. 12

Apresentação: 2 x 100 mL
Metodologia: Daly e Ertingshausen modificado
Amostra: Soro, plasma, urina ou líquido amniótico
Linearidade: 20 mg/dL

Frutosamina* Ref. 97

Apresentação: 6 x 15 mL
Metodologia: Redução do NBT (azul de nitrotetrazólio)
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 20 - 800 μ mol/L

Gama GT Liquiform* Ref. 105

Apresentação: 2 x 30 mL e 2 x 50 mL
Metodologia: Szasz modificado
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 700 U/L

Glicose GOD* Ref. 134

Apresentação: 4 x 70 mL
Metodologia: GOD Trinder
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 600 mg/dL

Glicose HK Liquiform* Ref. 137

Apresentação: 2 x 100 mL
Metodologia: Bondar e Mead modificado
Amostra: Soro, plasma ou urina
Linearidade: 700 mg/dL

Glicose Liquiform Ref. 133

Apresentação: 1 x 500 mL e 2 x 500 mL
Metodologia: GOD Trinder
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 500 mg/dL

HDL* Ref. 145

Apresentação: 1 x 80 mL
Metodologia: Surfactante Seletivo
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: entre 1 a 150 mg/dL

HDL LE* Ref. 98

Apresentação: 1 x 80 mL
Metodologia: Acelerador - Detergente seletivo
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 200 mg/dL

Hemoglobina Ref. 43

Apresentação: 400 determinações
Metodologia: Cianeto de Hemoglobina
Amostra: Sangue total (EDTA, citrato ou oxalato)
Linearidade: 25 g/dL

Homocisteína Ref. 130

Apresentação: 1 x 24 mL
Metodologia: Enzimática cíclica
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 50 µmol/L

IBC Liquiform* Ref. 92

Apresentação: 2 x 65 mL
Metodologia: Labtest Ferrozine
Amostra: Soro
Linearidade: 500 µg/dL

Lactato Enzimático* Ref. 138

Apresentação: 1 x 50 mL
Metodologia: Enzimático Trinder
Amostra: Plasma ou líquido cefalorraquidiano
Linearidade: 150 mg/dL

LDH Liquiform* Ref. 86

Apresentação: 2 x 30 mL e 1 x 100 mL
Metodologia: Piruvato Lactato
Amostra: Soro, líquido pleural ou liquor
Linearidade: 2.000 U/L

LDL* Ref. 146

Apresentação: 1 x 80 mL
Metodologia: Surfactante Seletivo
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: entre 250 mg/dL

Lipase Liquiform* Ref. 107

Apresentação: 3 x 16 mL
Metodologia: Enzimática colorimétrica
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 3,0 - 300 U/L

Magnésio* Ref. 50

Apresentação: 1 x 200 mL
Metodologia: Labtest Magon Sulfonado
Amostra: Soro, plasma, urina ou liquor
Linearidade: 4,5 mg/dL

Mucoproteínas Ref. 20

Apresentação: 25 determinações
Metodologia: Winzler modificado
Amostra: Soro
Linearidade: 15 mg/dL

Potássio Enzimático Ref. 152

Apresentação: 1 x 33 mL
Metodologia: Enzimática
Amostra: Soro
Linearidade: 2,0 a 8,0 mmol/L

Proteínas Totais* Ref. 99

Apresentação: 1 x 250 mL
Metodologia: Biureto
Amostra: Soro ou líquidos (ascítico, pleural e sinovial)
Linearidade: 14 g/dL

Sensiprot* Ref. 36

Apresentação: 1 x 50 mL e 2 x 100 mL
Metodologia: Vermelho de pirogalol
Amostra: Urina ou liquor
Linearidade: 100 mg/dL

Sódio Enzimático Ref. 151

Apresentação: 1 x 38 mL e 1 x 56 mL
Metodologia: Enzimática
Amostra: Soro
Linearidade: 100 a 180 mmol/L

Transaminase Oxalacética Ref. 52

Apresentação: 200 determinações
Metodologia: Reitman e Frankel
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 90 U/mL

Transaminase Pirúvica Ref. 53

Apresentação: 200 determinações
Metodologia: Reitman e Frankel
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 150 U/mL

Triglicérides Liquiform* Ref. 87

Apresentação: 2 x 100 mL e 2 x 250 mL
Metodologia: Enzimático Trinder
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 1.100 mg/dL

Ureia CE Ref. 27

Apresentação: 500 determinações
Metodologia: Urease Labtest
Amostra: Soro, plasma ou urina
Linearidade: 300 mg/dL

Ureia UV Liquiform* Ref. 104

Apresentação: 4 x 50 mL e 2 x 250 mL
Metodologia: Enzimático UV
Amostra: Soro, plasma ou urina
Linearidade: 300 mg/dL

CONTROLES E CALIBRADORES

Calibra H Ref. 80

Apresentação: 1 x 3 mL e 6 x 3 mL

Calibra Homocisteína Ref. 131

Apresentação: 5 x 0,5 mL

Padrão de Bilirrubina Ref. 32

Apresentação: 1 x 3 mL

Padrão de Hemoglobina Ref. 47

Apresentação: 1 x 1 mL

Qualitrol 1 H Ref. 71

Apresentação: 1 x 5 mL e 6 x 5 mL

Qualitrol 2 H Ref. 72

Apresentação: 1 x 5 mL e 6 x 5 mL

Qualitrol CK Ref. 106

Apresentação: 2 x 3 mL

Qualitrol Homocisteína Ref. 132

Apresentação: 2 x 3 mL

*Disponível em frasco dedicado sob demanda.

HEMATOLOGIA

SDH-20

SDH Diluente Ref. 206

Apresentação: 1 x 20 L

SDH Lisante Ref. 205

Apresentação: 1 x 5 L

SDH Cleaner Ref. 209

Apresentação: 3 x 150 mL

SDH-3

SDH 3-5 Diluente Ref. 214

Apresentação: 1 x 20 L

SDH-3 Lisante Ref. 212

Apresentação: 1 x 1 L

SDH-3 Cleaner Ref. 213

Apresentação: 1 x 1 L

CONTROLE

SDH Controle (SDH-3 / SDH-20) Ref. 207

Apresentação: 3 x 4,5 mL

SDH-5 Controle Ref. 218

Apresentação: 3 x 3 mL

ACESSÓRIO

Micropipetas SDH-20 Ref. 210

Apresentação: 1 x 100 unid.

SDH-5

SDH 3-5 Diluente Ref. 214

Apresentação: 1 x 20 L

SDH-5 Lisante Ref. 217

Apresentação: 1 x 5 L

SDH-5 DIFF Ref. 216

Apresentação: 1 x 1 L

SDH-5 Hypoclean Ref. 215

Apresentação: 1 x 100 mL

TURBIDIMETRIA

AEO Turbiquest Plus* Ref. 333

Apresentação: 1 x 50 mL Calibrador incluído
Amostra: Soro
Intervalo Operacional: até 800 UI/mL

AGP Turbiquest* Ref. 356

Apresentação: 1 x 38 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 0 - 250 mg/dL

C3 Turbiquest* Ref. 354

Apresentação: 1 x 20 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 25 - 490 mg/dL

C4 Turbiquest* Ref. 355

Apresentação: 1 x 24 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 5 - 95 mg/dL

Cistatina C Turbiquest Plus* Ref. 350

Apresentação: 1 x 30 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 0,2 - 8,0 mg/dL

Ferritina Turbiquest Plus* Ref. 334

Apresentação: 1 x 50 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 3 - 500 mg/dL

FR Turbiquest Plus* Ref. 332

Apresentação: 1 x 50 mL
Amostra: Soro
Intervalo Operacional: 6 - 160 UI/mL

HbA1c Turbiquest Ref. 385

Apresentação: 1 x 20 mL e 1 x 40 mL
Amostra: Sangue total
Intervalo Operacional: 2-16%

IgA Turbiquest* Ref. 358

Apresentação: 1 x 20 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 40 - 900 mg/dL

IgE Turbiquest* Ref. 363

Apresentação: 1 x 30 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 25 - 500 UI/mL

IgG Turbiquest* Ref. 359

Apresentação: 1 x 20 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 350 - 4.100 mg/dL

IgM Turbiquest* Ref. 360

Apresentação: 1 x 20 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 30 - 400 mg/dL

Microalbuminúria Turbiquest Plus* Ref. 348

Apresentação: 1 x 30 mL Calibrador incluído
Amostra: Soro
Intervalo Operacional: 5 - 600 ng/mL

NGAL Turbiquest* Ref. 365

Apresentação: 1 x 28 mL
Amostra: Plasma ou urina
Intervalo Operacional: 25 - 5.000 ng/mL

PCR Turbiquest* Ref. 307

Apresentação: 1 x 56 mL
Amostra: Soro
Intervalo Operacional: 5 x 100 mg/L

PCR Turbiquest Max Ref. 3002

Apresentação: 1 x 50 mL
Amostra: Soro
Intervalo Operacional: 2 x 100 mg/L

PCR Ultra Turbiquest Plus* Ref. 335

Apresentação: 1 x 50 mL
Calibrador incluído
Amostra: Soro
Intervalo Operacional: 0,05 a 10 mg/L

Transferrina Turbiquest* Ref. 357

Apresentação: 1 x 50 mL
Amostra: Soro
Intervalo Operacional: 30 - 700 mg/dL

CONTROLES E CALIBRADORES

Calibra HbA1c Turbiquest Ref. 386

Apresentação: 4 x 0,5 mL

Calibra IgE Ref. 364

Apresentação: 1 x 1 mL

Calibra NGAL Ref. 367

Apresentação: 5 x 1 mL

Calibra Plus Cistatina C Ref. 351

Apresentação: 5 x 1 mL

Calibra Proteínas Ref. 361

Apresentação: 5 x 0,5 mL

Glicotrol Ref. 303

Apresentação: 2 x 0,5 mL

Qualitrol AEO FR PCR Ref. 374

Apresentação: 2 x 1 mL

Qualitrol Ferritina IgE Ref. 377

Apresentação: 2 x 2 mL

Qualitrol PCR Ultra Ref. 380

Apresentação: 1 x 0,5 mL

Qualitrol NGAL Ref. 366

Apresentação: 2 x 1 mL

Qualitrol Plus Cistatina C Ref. 352

Apresentação: 2 x 2 mL

Qualitrol Plus Microalbuminúria Ref. 349

Apresentação: 1 x 3 mL

Qualitrol Proteínas Ref. 362

Apresentação: 2 x 1 mL

QUIMIOLUMINESCÊNCIA

TSH Ref. 903

Sistema ultrasensível para a determinação de TSH em amostras de soro.
Intervalo operacional: < 0,05 até aproximadamente 20 μ UI/mL

T4 Livre Ref. 906

Sistema para a determinação de T4 Livre em amostras de soro.
Intervalo operacional: 0,3 até aproximadamente 5,0 ng/dL

T4 Total Ref. 905

Sistema para a determinação de T4 Total em amostras de soro.
Intervalo operacional: 1,0 até aproximadamente 20 μ g/dL

PSA Total Ref. 901

Sistema para a determinação de PSA Total em amostras de soro.
Intervalo operacional: 0,05 até aproximadamente 40 ng/mL

PSA Livre Ref. 902

Sistema para a determinação da fração livre de PSA (PSA Livre) em amostras de soro.
Intervalo operacional: 0,05 até aproximadamente 20 ng/mL

hCG Ref. 904

Sistema para a determinação do hCG em amostras de soro.
Intervalo operacional: 1,0 até aproximadamente 500 mUI/mL

Solução de Lavagem Concentrada Ref. 908

Solução de Lavagem compatível com os produtos:

TSH **Ref. 903**

T4 Livre **Ref. 906**

T4 Total **Ref. 905**

PSA Total **Ref. 901**

PSA Livre **Ref. 902**

hCG **Ref. 904**

Soluções de Revelação Ref. 909

Sistema de Revelação para ensaios quimioluminescentes. Compatível com os produtos:

TSH **Ref. 903**

T4 Livre **Ref. 906**

T4 Total **Ref. 905**

PSA Total **Ref. 901**

PSA Livre **Ref. 902**

hCG **Ref. 904**

Solução de Sanitização Ref. 604

Solução de limpeza para a manutenção do equipamento LumiQuest®.

Qualitrol Q Ref. 907

Controle interno de qualidade na determinação de TSH, T4 Livre, T4 Total, PSA Total, PSA Livre e hCG. Contém dois níveis. Compatível com os produtos:

TSH **Ref. 903**

T4 Livre **Ref. 906**

T4 Total **Ref. 905**

PSA Total **Ref. 901**

PSA Livre **Ref. 902**

hCG **Ref. 904**

AGLUTINAÇÃO

Látex PCR SD Ref. 144K

Apresentação:
120 determinações (látex)
Metodologia: Aglutinação de látex
Amostra: Soro
Sensibilidade: 6,0 mg/L

Serolátex PCR SD Ref. 144

Apresentação:
120 determinações (látex + controles)
Metodologia: Aglutinação de látex
Amostra: Soro
Sensibilidade: 6,0 mg/L

Látex FR-C Ref. 158

Apresentação:
50 determinações (látex + controles)
Metodologia: Aglutinação de látex
Amostra: Soro
Sensibilidade: 8 UI/mL

Látex FR Ref. 159

Apresentação:
50 determinações (látex)
Metodologia: Aglutinação de látex
Amostra: Soro
Sensibilidade: 8 UI/mL

Látex AEO Ref. 157/157K

Apresentação:
60 determinações (látex + controles)
e 60 determinações (látex)
Metodologia: Aglutinação de látex
Amostra: Soro
Sensibilidade: 200 UI/mL

VDRL Ref. 119

Apresentação:
250 determinações
Metodologia: Teste não
treponêmico Aglutinação
Amostra: Soro ou plasma

UROANÁLISE

Uriaction 10 Ref. 122

Apresentação: 100 determinações
Metodologia: Tira reativa
Amostra: Urina
Parâmetros: Glicose, Bilirrubina,
Corpos Cetônicos (Ácido Acetoacético),
Densidade, Sangue, pH, Proteína,
Urobilinogênio, Nitrito e Leucócitos

Uriquest Plus I Ref. 150

Apresentação: 100 determinações
e 150 determinações
Metodologia: Tira reativa
Amostra: Urina
Parâmetros: Bilirrubina,
Urobilinogênio, Cetonas, Ácido
Ascórbico, Glicose, Proteínas, Sangue,
pH, Nitrito, Leucócitos e Densidade



TESTES RÁPIDOS

Betatest Ref. 712T / 712K7

Apresentação: 25 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Soro ou urina
Sensibilidade: 25 mUI/mL

HIV Ref. 110

Apresentação: 10 determinações,
20 determinações e 40 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Soro, plasma ou sangue total
Sensibilidade: 100%
Especificidade: 100%

PSA ICT Ref. 706

Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Soro
Sensibilidade: 2,5 ng/mL

Sangue Oculto (iFOBT) Ref. 112

Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Fezes
Sensibilidade: 0,04 µg/mL

ANTICOAGULANTE

Glistab Ref. 29 / 29E

Apresentação: 1 x 20 mL e 1 x 200 mL
Composição: EDTA 6 g/dL e KF 12 g/dL

Hemstab Ref. 30 / 30E

Apresentação: 1 x 20 mL e 1 x 200 mL
Composição: EDTA K2 15 g/dL

Trombstab Ref. 45

Apresentação: 1 x 20 mL
Composição: Citrato de Sódio 18,8 g/dL

HEMOSTASIA

Fibrinogênio Ref. 506

Apresentação: 5 x 2 mL
Metodologia: Coagulometria
Tempo de Trombina Clauss

PT Ref. 504

Apresentação: 5 x 2 mL e 5 x 4 mL
Metodologia: Coagulometria

Silicato MA Ref. 603

Apresentação: 100 determinações
Finalidade: Controle de qualidade da água

CONTROLES

Qualitrol Hemostasis 1 Ref. 507

Apresentação: 6 x 0,5 mL

Qualitrol Hemostasis 2 Ref. 508

Apresentação: 6 x 0,5 mL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA

VETERINÁRIA

BIOQUÍMICA VET

Albumina VET Ref. 1.007

Apresentação: 1 x 250 mL
Metodologia: Verde de Bromocresol
Amostra: Soro ou líquido ascítico
Linearidade: 6 g/dL

ALT/GPT Liquiform VET Ref. 1.008

Apresentação: 4 x 30 mL e 2 x 100 mL
Metodologia: Cinética UV-IFCC
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 3,5 a 400 U/L

Creatinina K VET Ref. 1.010

Apresentação: 1 x 300 mL
Metodologia: Picrato Alcalino (Jaffé)
Amostra: Soro, plasma, urina ou líquido amniótico
Intervalo Operacional: 0,2 a 12 mg/dL

Gama GT Liquiform VET Ref. 1.058

Apresentação: 2 x 24 mL e 2 x 6 mL
Metodologia: Szasz modificado
Amostra: Soro, plasma, urina
Linearidade: 700 U/L

Frutosamina VET Ref. 1.019

Apresentação: 3 x 15 mL
Metodologia: Redução do NBT (azul de Nitrotetrazólio)
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 800 µmol/L

Fosfatase

Alcalina Liquiform VET Ref. 1.011

Apresentação: 4 x 30 mL
Metodologia: Bowers e Mc Comb modificado
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 1500 U/L

Glicose Liquiform VET Ref. 1.012

Apresentação: 1 x 100 mL
Metodologia: GOD-Trinder
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 500 mg/dL

Ureia UV Liquiform VET Ref. 1.013

Apresentação: 4 x 50 mL e 2 x 250 mL
Metodologia: Enzimático UV
Amostra: Soro, plasma ou urina
Linearidade: 300 mg/dL

CONTROLES E CALIBRADORES

Calibra VET Ref. 1.015

Apresentação: 1 x 3 mL

Qualitrol 1 VET Ref. 1.014

Apresentação: 1 x 5 mL

PRÉ-TRATAMENTO DE AMOSTRAS

DelipVET Ref. 1.020

Apresentação: 1 x 1 mL
Metodologia: Aglutinação de Lipoproteínas
Amostra: Soro

HEMATOLOGIA VET

SDH VET Cleaner Ref. 1.003

Apresentação: 1 x 1 L

SDH VET Diluente Ref. 1.001

Apresentação: 1 x 20 L

SDH VET Lisante Ref. 1.002

Apresentação: 1 x 1 L

SDH VET Rinse Ref. 1.004

Apresentação: 1 x 1 L

ANTICOAGULANTE VET

Glistab VET Ref. 1.016

Apresentação: 1 x 20 L
Composição: EDTA 6 g/dL e KF 12 g/dL

UROANÁLISE VET

Uriquest Plus VET Ref. 1.005

Apresentação: 100 determinações
Metodologia: Tira reativa
Amostra: Urina
Parâmetros: Cetonas, Glicose, Leucócitos, Nitrito, pH, Proteína e Sangue





ESTRUTURA COMERCIAL

Venda e Pós-venda em todo o Brasil.

A Labtest oferece soluções customizadas que valorizam os serviços e laudos emitidos pelos laboratórios clínicos.

Diferenciais

- Tradição e pioneirismo
- A maior empresa brasileira no segmento;
- Excelência em Pesquisa e Desenvolvimento;
- 4% da Receita Bruta da Labtest é investida em P&D;
- 8% dos empregados estão alocados em P&D;
- 10 linhas de produtos;
- Pós-venda qualificada;
- Presente em 16 países;
- Expertise em assuntos regulatórios (ANVISA).

PÓS-VENDA

O pós-venda atende às demandas de média e alta complexidade, permitindo a melhoria dos processos técnicos a garantia de assertividade e qualidade no laudo emitido.

Possui estrutura robusta de atendimento técnico/científico, com cobertura nacional (presencial e remota), e prazo de atendimento reduzido e adequado às necessidades do laboratório.

Diferenciais

- Treinamento e suporte Técnico/Científico para a Rede Credenciada Labtest e Clientes Finais;
- Suporte Técnico de Urgência;
- Gestão de manutenções corretivas e preventivas de todo o parque comercializado pela Labtest;
- Equipe altamente qualificada e dedicada ao atendimento científico presencial e pelo 0800.





Av. Paulo Ferreira da Costa, 600,
Lagoa Santa | MG | CEP 33400-000

SAC - 0800 031 3411
sac@labtest.com.br
labtest.com.br