

# DELIPVET

## PRÉ-TRATAMENTO DE AMOSTRAS LIPÊMICAS



**Labtest** 

A vida merece o melhor diagnóstico.

# DELIPVET

**Remoção da lipemia em soros de cães e gatos.  
Aumento da confiabilidade dos exames bioquímicos!**

## NOVIDADE

- Produto inédito no mercado veterinário;
- Evita o procedimento de coleta de sangue, normalmente estressante aos animais;
- Líquido estável e pronto para uso;
- Protocolo de simples operação;
- Os volumes podem ser modificados proporcionalmente sem prejuízo de desempenho.



A lipemia é o aumento da turbidez do soro ou plasma, que adquire aparência leitosa, e está associada ao aumento na concentração de triglicérides (>200 mg/dL).

A principal causa de lipemia em animais ocorre devido à ausência de jejum antes da coleta de sangue, que normalmente ocorre durante a consulta veterinária. A lipemia também pode ocorrer devido a fatores genéticos em algumas raças de cães e associada a algumas doenças como hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus e hipotireoidismo.

A lipemia, por aumentar a turbidez da amostra, é um importante interferente nos exames bioquímicos, particularmente em sistemas líquidos. Por isso, não é recomendável utilizá-las e, tradicionalmente, deve ser solicitada a coleta de sangue.

O **DelipVET** é um produto inédito para o mercado veterinário e consiste em um reagente para o pré-tratamento dos soros lipêmicos, para que possam ser posteriormente utilizados com os reagentes Labtest compatíveis\*.

## SOLUÇÃO LABTEST PARA A REMOÇÃO DA LIPEMIA:

**DelipVET** Ref. 1020-1/1 Reagente 1: 1 x 1 mL

\*Reagentes Labtest compatíveis:

Albumina VET Ref. 1007, ALT/GPT Liquiform VET Ref.1008, AST/GOT Liquiform VET Ref. 1009,

Fosfatase Alcalina Liquiform VET Ref. 1011, Glicose Liquiform VET Ref. 1012 e Ureia UV Liquiform VET Ref. 1013

## Certificações Labtest:



**Labtest**

0800 031 3411  
sac@labtest.com.br  
labtest.com.br