

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

**PRODUTO**

PRODUCTO  
PRODUCT

BLOOD GAS AND ELECTROLYTE CONTROL LEVEL 1

**REFERÊNCIA**

REFERENCIA  
REFERENCE

6944413801981

**LOTE**

LOT

220228F

**TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO**

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO / STORAGE TEMPERATURE

2 - 8 °C

**DATA DE EXPIRAÇÃO**

FECHA DE EXPIRACIÓN (Dia/Mes/Año)  
EXPIRATION DATE (Day/Month/Year)

28/02/2024

**REGISTRO ANVISA**

ANVISA BRAZIL

10009010353

## CONTROLES ANALÍTICOS

ANALYTICAL CONTROLS

**Nível 1**

Level 1

PARÂMETROS PARÁMETROS / PARAMETER	ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION	RESULTADOS RESULTS
pH	7,087 - 7,207	7,154
pO <sub>2</sub>	64 - 86	83,0
pCO <sub>2</sub>	60,6 - 76,6	68,9
Na <sup>+</sup>	107 - 119	111
K <sup>+</sup>	1,8 - 2,2	1,90
Ca <sup>++</sup>	1,31 - 1,68	1,42
Cl <sup>-</sup>	69 - 78	73
Glu	3,8 - 5,2	4,50
Lac	0,0 - 1,2	0,64

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.



**DATA DE EMISSÃO**

FECHA DE EMISIÓN (Día/Mes/Año)  
DATE OF ISSUE (Day/Month/Year)

29/08/2023

*R. Thiarlles*

Rosiele Thiarlles dos Reis  
Controle da Qualidade Labtest  
*Control de la Calidad Labtest*  
*Labtest Quality Control*