

TESTE RÁPIDO COVID-19 Ag



Labtest 



A vida merece o melhor diagnóstico.

TESTE RÁPIDO COVID-19 Ag

Teste para detecção de antígenos do novo coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19.


- Metodologia: Imunocromatografia;
- Detecção de antígenos do vírus causador da COVID-19;
- Amostra: swab nasofaríngeo (o kit contém swab estéril);
- Procedimento simples, rápido e de fácil interpretação;
- Resultados em 15 minutos;
- Sensibilidade de 85,0% e especificidade de 98,3%;
- Comparativo realizado com amostras positivas e negativas previamente determinadas pela técnica de PCR;
- Sem reação cruzada com outros 28 agentes etiológicos incluindo outros coronavírus e patógenos respiratórios como os vírus da Influenza A e B.

Coleta de amostra:
Swab nasofaríngeo



O teste emprega o princípio de Imunocromatografia. O resultado é considerado positivo na presença de linha na região **T** e negativo na ausência desta, sendo válido apenas na presença da linha controle.

A resposta imunológica após a infecção pelo SARS-CoV-2:



Solução Labtest: **COVID-19 Ag Rapid Test** Ref. 740

Disponível nas apresentações de 1, 5, 10, 20, 40 e 100 determinações.



Labtest

0800 031 3411
sac@labtest.com.br
labtest.com.br

Certificações
Labtest:



Control Lab

