

# Importante Produto Novo

## Cálcio Liquiform VET - Ref. 1084

### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO

As concentrações de cálcio presentes nos produtos **Qualitrol 1 VET Ref. 1014** e **Calibra VET Ref. 1015** determinadas para o sistema **Cálcio Liquiform VET Ref. 1084** encontram-se especificadas abaixo:

#### Sistema com leitura monocromática

**Calibra VET** Partida: 002/19 Expiração: OUT/2022

Unidades Convencionais		Unidades SI	
Valor assinalado	Unidade	Valor assinalado	Unidade
11.90	mg/dL	2.98	mmol/L

#### Sistema com leitura bicromática

**Calibra VET** Partida: 002/19 Expiração: OUT/2022

Unidades Convencionais		Unidades SI	
Valor assinalado	Unidade	Valor assinalado	Unidade
11.90	mg/dL	2.98	mmol/L

#### Sistema com leitura monocromática

**Calibra VET** Partida: 001/21 Expiração: JAN/2024

Unidades Convencionais		Unidades SI	
Valor assinalado	Unidade	Valor assinalado	Unidade
11.90	mg/dL	2.98	mmol/L

#### Sistema com leitura bicromática

**Calibra VET** Partida: 001/21 Expiração: JAN/2024

Unidades Convencionais		Unidades SI	
Valor assinalado	Unidade	Valor assinalado	Unidade
11.90	mg/dL	2.98	mmol/L

#### Sistema com leitura monocromática

**Qualitrol 1 VET** Partida: 002/19 Expiração: OUT/2022

Unidades Convencionais			Unidades SI		
Média	Intervalo	Unidade	Média	Intervalo	Unidade
9.27	7.88 - 10.7	mg/dL	2.32	1.97 - 2.67	mmol/L

#### Sistema com leitura bicromática

**Qualitrol 1 VET** Partida: 002/19 Expiração: OUT/2022

Unidades Convencionais			Unidades SI		
Média	Intervalo	Unidade	Média	Intervalo	Unidade
9.27	7.88 - 10.7	mg/dL	2.32	1.97 - 2.67	mmol/L

## Sistema com leitura monocromática

**Qualitrol 1 VET** Partida: 001/21 Expiração: JAN/2024

Unidades Convencionais			Unidades SI		
Média	Intervalo	Unidade	Média	Intervalo	Unidade
9.55	8.12 - 11.0	mg/dL	2.39	2.03 - 2.75	mmol/L

## Sistema com leitura bicromática

**Qualitrol 1 VET** Partida: 001/21 Expiração: JAN/2024

Unidades Convencionais			Unidades SI		
Média	Intervalo	Unidade	Média	Intervalo	Unidade
9.55	8.12 - 11.0	mg/dL	2.39	2.03 - 2.75	mmol/L

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Labtest  
email: [sac@labtest.com.br](mailto:sac@labtest.com.br) / Tel: 0800 031 34 11