



Labtest 
A VIRTUE COMPANY

CATÁLOGO DE PRODUTOS



labtest.com.br

A VIRTUE ESTÁ VINDO PARA O BRASIL. E A LABTEST, INDO PARA O MUNDO.

É com orgulho que anunciamos que, agora, a Labtest é uma empresa Virtue Diagnostics - cuja grande expertise em Pesquisa e Desenvolvimento vai potencializar ainda mais a nossa inovação e o compromisso em oferecer produtos de excelência.

Nosso olhar ganha o mundo, pois a Virtue, que tem sede em Singapura e unidades fabris instaladas na China e Indonésia, vai expandir a Labtest para além do Brasil e dos países onde já atuamos, ampliando a nossa capacidade produtiva e, claro, o nosso portfólio. Tudo para que esta missão em comum permaneça viva e mais forte: acelerar a inovação em diagnóstico in vitro para construir um mundo com mais saúde.

Somos Labtest. Somos Virtue.

 **EXPANSÃO** PARA OUTROS PAÍSES

 **MAIS INVESTIMENTO** EM PESQUISA E INOVAÇÃO

 **NOVOS PRODUTOS**



A Labtest Diagnóstica é uma das maiores indústrias brasileiras de diagnóstico in vitro, reconhecida nacional e internacionalmente como referência no mercado de biotecnologia. Fundada em 1971, consagrou-se como sinônimo de qualidade pelo seu rigor metodológico e científico no desenvolvimento e fabricação de soluções para o diagnóstico in vitro.

No marco de 50 anos, a Labtest foi incorporada à Virtue Diagnostics, uma empresa inovadora de IVD com sede em Singapura, que trouxe sua perspectiva jovem e um impulso arrojado em pesquisa e desenvolvimento.



Para saber os nossos valores, missão e visão, acesse o QR Code.



A Virtue Diagnostics é uma provedora de soluções para o diagnóstico in vitro, comprometida com plataformas de inovação para mercados emergentes. A empresa possui uma equipe de gestão com décadas de experiência e uma visão global do mercado de IVD, juntamente com recursos robustos de Pesquisa e Desenvolvimento, operação e comercialização.

Com centros de Pesquisa e Desenvolvimento em sua sede de Singapura, além da China e agora no Brasil, possui também bases industriais instaladas na China e Indonésia, e prepara a expansão da planta industrial Labtest no Brasil.



Para saber mais sobre a Virtue, acesse o QR Code.





REAGENTES LABTEST

Tradição, inovação e excelência em diagnósticos laboratoriais.

Inovação e pioneirismo: a trajetória de sucesso da Labtest

- | | |
|------|--|
| 1971 | Desenvolve o primeiro reagente de Triglicérides produzido no Brasil. |
| 1982 | Primeira empresa nacional a empregar enzimas como ferramentas de análises. |
| 1999 | Lançamento da linha de reagentes Prontos para Uso, com conservação sob a forma de líquidos estáveis. |
| 2002 | Inauguração do núcleo de automação e lançamento dos equipamentos de análises clínicas. |
| 2012 | P&D Labtest ganha autonomia e apresenta as linhas de turbidimetria e quimioluminescência, além dos primeiros reagentes específicos para amostras veterinárias. |
| 2020 | Amplia o portfólio de Testes Rápidos e de POC com soluções para o enfrentamento da pandemia de COVID-19. |
| 2022 | É integrada à multinacional Virtue Diagnostics, uma empresa inovadora de IVD com sede em Singapura. |

QUALIDADE

A Política da Qualidade da Labtest obedece a rígidos requisitos técnicos nacionais e internacionais. A empresa possui as principais certificações do seu segmento.

Rigor metodológico e científico para a garantia de rastreabilidade e confiabilidade nos resultados de exames.

Além de serem submetidos a rigoroso controle de qualidade interno, os reagentes Labtest participam continuamente de programas de proficiência externos.

Certificações



Confira mais detalhes das **nossas certificações** acessando o **QR Code**.





Ácido Úrico Liquiform REF.: 140
Apresentação: 1 x 100 mL e 1 x 250 mL
Metologia: Enzimático Trinder
Amostra: sangue, urina e líquido sinovial
Linearidade: até 20 mg/dL

Albumina REF.: 19
Apresentação: 1 x 250 mL
Metodologia: Verde de Bromocresol
Amostra: soro
Linearidade: até 6,0 g/dL

ALT/GPT Liquiform REF.: 108
Apresentação: 1 x 100 mL e 2 x 100 mL
Metodologia: Cinética UV-IFCC
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: até 400 U/L

Amilase CNPG Liquiform REF.: 142
Apresentação: 2 x 30 mL
Metodologia: Substrato Gal-G2-a-CNP
Amostra: soro, plasma (heparina), urina e líquidos (ascítico, duodenal e pleural)
Linearidade: até 1.700 U/L

AST/GOT Liquiform REF.: 109
Apresentação: 1 x 100 mL e 2 x 100 mL
Metodologia: Cinética UV-IFCC
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: até 400 U/L

Bili-D Liquiform REF.: 93
Apresentação: 1 x 104 mL
Metodologia: Labtest DCA
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: até 12 mg/dL

Bilirrubina REF.: 31
Apresentação: 1 x 375 mL
Metodologia: Sims-Horn
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: até 25 mg/dL

Bili-T Liquiform REF.: 94
Apresentação: 1 x 104 mL
Metodologia: Labtest DCA
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: até 30 mg/dL

Ca Arsenazo Liquiform REF.: 95
Apresentação: 2 x 50 mL
Metodologia: Colorimétrico (Arsenazo III)
Amostra: soro, plasma ou urina
Linearidade: até 17 mg/dL

Cálcio Liquiform REF.: 90
Apresentação: 2 x 60 mL
Metodologia: Colorimétrico (CPC - cresoltaleína)
Amostra: soro, plasma (heparina) ou urina
Linearidade: até 16 mg/dL

Capacidade de Ligação de Ferro REF.: 41
Apresentação: 40 determinações
Metodologia: Goodwin modificado
Amostra: soro
Linearidade: até 450 µg/dL

CK-MB Liquiform REF.: 118
Apresentação: 2 x 30 mL
Metodologia: Inibição-IFCC
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: até 600 U/L

CK-NAC Liquiform REF.: 117
Apresentação: 2 x 30 mL
Metodologia: UV-IFCC
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: até 2000 U/L

Cloretos Liquiform REF.: 115
Apresentação: 1 x 50 mL
Metodologia: Tiocianato de Mercúrio
Amostra: soro, plasma, urina ou líquido
Linearidade: até 130 mEq/L

Colesterol HDL REF.: 13
Apresentação: 1 x 50 mL
Metodologia: Colorimétrico (precipitação com ácido fosfotúngstico e cloreto de magnésio)
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: até 200 mg/dL

Colesterol Liquiform REF.: 76
Apresentação: 2 x 100 mL
Metodologia: Enzimático Trinder
Amostra: soro
Linearidade: até 500 mg/dL

Colinesterase Liquiform REF.: 139
Apresentação: 1 x 30 mL
Metodologia: Cinética - DGKC
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 80 até 20.000 U/L

Creatinina REF.: 35
Apresentação: 100 determinações
Metodologia: Colorimétrico (Picrato alcalino - Jaffé)
Amostra: soro, plasma ou urina
Linearidade: 0,2 até 12 mg/dL

Creatinina Enzimática SD REF.: 167
Apresentação: 2 x 72 mL
Metodologia: Enzimático - Trinder
Amostra: soro e urina
Linearidade: até 100 mg/dL

Creatinina K REF.: 96
Apresentação: 1 x 300 mL
Metodologia: Picrato Alcalino (Jaffé)
Amostra: soro, plasma e urina
Linearidade: 0,2 - 12 mg/dL

Fe Liquiform REF.: 91
Apresentação: 2 x 50 mL
Metodologia: Labtest - Ferrozine
Amostra: soro
Linearidade: até 1000 µg/dL

Ferro Sérico REF.: 38
Apresentação: 80 determinações
Metodologia: Colorimétrico (Goodwin modificado)
Amostra: soro
Linearidade: até 1000 µg/dL

Fosfatase Alcalina Liquiform REF.: 79
Apresentação: 2 x 100 mL
Metodologia: Daly e Ertingshausen modificado
Amostra: soro, plasma ou urina
Linearidade: até 20 mg/dL

Fósforo UV Liquiform REF.: 12
Apresentação: 2 x 100 mL
Metodologia: Daly e Ertingshausen modificado
Amostra: soro, plasma ou urina
Linearidade: até 20 mg/dL

Frutosamina REF.: 97
Apresentação: 6 x 15 mL
Metodologia: Redução do NBT (azul de nitrotetrazóico)
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 20 - 800 µmol/L

Gama GT Liquiform REF.: 105
Apresentação: 2 x 30 mL e 2 x 50 mL
Metodologia: Szasz modificado
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: até 700 U/L

Glicose HK Liquiform REF.: 137
Apresentação: 2 x 100 mL
Metodologia: UV (Bondar e Mead modificado)
Amostra: plasma, soro, urina, líquido e líquidos (ascítico, pleural ou sinovial)
Linearidade: até 700 mg/dL

Glicose PAP Liquiform REF.: 84
Apresentação: 1 x 500 mL e 2 x 500 mL
Metodologia: GOD-Trinder
Amostra: sangue, líquido e líquidos (ascítico, pleural e sinovial)
Linearidade: 500 mg/dL

HDL REF.: 145
Apresentação: 1 x 80 mL
Metodologia: Surfactante Seletivo
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 1 - 150 mg/dL

HDL LE REF.: 98
Apresentação: 1 x 80 mL
Metodologia: Colorimétrica (Acelerador - Detergente seletivo)
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 2,5 - 200 mg/dL

Homocisteína REF.: 130
Apresentação: 1 x 24 mL
Metodologia: Enzimática cíclica
Amostra: soro ou plasma
Intervalo operacional: 3 - 50 µmol/L

IBC Liquiform REF.: 92
Apresentação: 2 x 65 mL
Metodologia: Colorimétrica (Labtest - Ferrozine)
Amostra: soro
Linearidade: até 500 µg/dL

Lactato Enzimático REF.: 138
Apresentação: 1 x 50 mL
Metodologia: Enzimático - Trinder
Amostra: plasma (fluoreto) ou líquido cefalorraquidiano
Linearidade: 150 mg/dL

LDH Liquiform REF.: 86
Apresentação: 2 x 30 mL e 1 x 100 mL
Metodologia: Piruvato-Lactato
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 2000 U/L

LDL REF.: 146
Apresentação: 1 x 40 mL
Metodologia: Surfactante Seletivo
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 600 mg/dL

Lipase Liquiform REF.: 107
Apresentação: 3 x 16 mL
Metodologia: Enzimática colorimétrica
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 3,0 - 300 U/L

Magnésio REF.: 50
Apresentação: 1 x 200 mL
Metodologia: Labtest - Magon Sulfonado
Amostra: soro, plasma, urina ou líquido
Linearidade: 4,5 mg/dL

Potássio Enzimático REF.: 152
Apresentação: 1 x 33 mL
Metodologia: Enzimática
Amostra: soro
Linearidade: 2,0 a 8,0 mmol/L

Proteínas Totais REF.: 99
Apresentação: 1 x 250 mL
Metodologia: Biureto
Amostra: soro ou líquidos (ascítico, pleural e sinovial)
Linearidade: 14 g/dL

Sensiprot REF.: 36
Apresentação: 1 x 50 mL
Metodologia: Vermelho de Pírogalo
Amostra: urina ou líquido
Linearidade: 100 mg/dL

Sódio REF.: 163
Apresentação: 1 x 30 mL
Metodologia: Enzimática
Amostra: soro
Linearidade: 80 a 180 mmol/L



Triglicérides Liquiform REF.: 87
Apresentação: 2 x 100 mL
Metodologia: Enzimático - Trinder
Amostra: sangue
Linearidade: 1100 mg/dL

Uréia CE REF.: 27
Apresentação: 500 determinações
Metodologia: Urease Labtest
Amostra: sangue ou urina
Linearidade: 300 mg/dL

Uréia UV Liquiform REF.: 104
Apresentação: 4 x 50 mL e 2 x 250 mL
Metodologia: Enzimático UV
Amostra: soro, plasma ou urina
Linearidade: 300 mg/dL

CONTROLES E CALIBRADORES

Calibra H REF.: 80
Apresentação: 1 x 3 mL e 6 x 3 mL

Calibra Homocisteína REF.: 131
Apresentação: 5 x 0,5 mL

Padrão de Bilirrubina REF.: 32
Apresentação: 1 x 3 mL

Qualitrol 1H REF.: 71
Apresentação: 1 x 5 mL e 6 x 5 mL

Qualitrol 2H REF.: 72
Apresentação: 1 x 5 mL e 6 x 5 mL

Qualitrol CK REF.: 106
Apresentação: 2 x 3 mL

Qualitrol Homocisteína REF.: 132
Apresentação: 2 x 3 mL



Para saber mais sobre
nossa linha Bioquímica,
acesse o QR Code.



TURBIDIMETRIA



AEO Turbiquest Plus REF.: 333
Apresentação: 1 x 50 mL (calibrador incluído)
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro
Linearidade: até 800 UI/mL

AGP Turbiquest REF.: 356
Apresentação: 1 x 38 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 4 ~ 150 mg/dL

C3 Turbiquest REF.: 354
Apresentação: 1 x 20 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 3 ~ 500 mg/dL

C4 Turbiquest REF.: 355
Apresentação: 1 x 24 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 0,8 ~ 90 mg/dL

Cistatina C Turbiquest Plus REF.: 350
Apresentação: 1 x 30 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 0,2 a 8,0 mg/L

Ferritina Turbiquest Plus REF.: 334
Apresentação: 1 x 50 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro
Linearidade: 5 - 600 ng/mL

FR Turbiquest Plus REF.: 332
Apresentação: 1 x 50 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro
Linearidade: 6 - 160 UI/mL

HbA1c Turbiquest REF.: 385
Apresentação: 1 x 40 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: sangue total
Linearidade: 3 - 13%

HbA1c WH Turbiquest REF.: 395
Apresentação: 1 x 40 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: sangue total ou papa de hemáceas
Linearidade: Até 16,5%

IgA Turbiquest REF.: 358
Apresentação: 1 x 20 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 5 - 800 mg/dL

IgE Turbiquest REF.: 363
Apresentação: 1 x 30 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 25 - 500 UI/mL

IgG Turbiquest REF.: 359
Apresentação: 1 x 20 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 34 - 3900 mg/dL

IgM Turbiquest REF.: 360
Apresentação: 1 x 20 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 5 - 330 mg/dL

Microalbuminúria Turbiquest Plus REF.: 348
Apresentação: 1 x 30 mL (calibrador incluído)
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: urina
Linearidade: 3 - 500 mg/L

NGAL Turbiquest REF.: 365
Apresentação: 1 x 20 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: plasma ou urina
Linearidade: 25 - 5000 ng/mL

PCR Turbiquest Max REF.: 3002
Apresentação: 1 x 50 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro
Linearidade: 2 - 200 mg/L

PCR Turbiquest Plus REF.: 331
Apresentação: 1 x 50 mL (calibrador incluído)
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro
Linearidade: 2 - 100 mg/L

PCR Ultra Turbiquest Max REF.: 3005
Apresentação: 1 x 40 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro
Linearidade: 0,05 - 10 mg/L

Transferrina Turbiquest REF.: 357
Apresentação: 1 x 50 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro ou plasma
Linearidade: 6 ~ 650 mg/dL

Vitamina D Turbiquest REF.: 177
Apresentação: 1 x 50 mL
Metodologia: Imunoturbidimetria
Amostra: soro e plasma
Linearidade: 7,6 a 147,8 ng/mL

CONTROLES E CALIBRADORES

Calibra HbA1c Turbiquest REF.: 386
Apresentação: 5 x 1 mL

Calibra HbA1c WH REF.: 396
Apresentação: 5 x 0,5 mL

Calibra IgE REF.: 364
Apresentação: 1 x 1 mL

Calibra NGAL REF.: 367
Apresentação: 5 x 1 mL

Calibra PCR Max REF.: 3003
Apresentação: 1 x 1 mL

Calibra PCR Ultra Max REF.: 3006
Apresentação: 1 x 2 mL

Calibra Plus Cistatina C REF.: 351
Apresentação: 5 x 1 mL

Calibra Proteínas REF.: 361
Apresentação: 5 x 0,5 mL

Calibra Vitamina D REF.: 178
Apresentação: 5 x 2 mL

Glicotrol REF.: 303
Apresentação: 2 x 0,5 mL

Qualitrol AEO – FR – PCR REF.: 374
Apresentação: 2 x 1 mL

Qualitrol Plus AEO-FR-PCR REF.: 343
Apresentação: 2 x 1,0 mL

Qualitrol Ferritina – IgE REF.: 377
Apresentação: 2 x 2 mL

Qualitrol NGAL REF.: 366
Apresentação: 2 x 1 mL

Qualitrol PCR Ultra REF.: 380
Apresentação: 1 x 0,5 mL

Qualitrol Plus Cistatina C REF.: 352
Apresentação: 2 x 2 mL

Qualitrol Plus Microalbuminúria REF.: 349
Apresentação: 1 x 3 mL

Qualitrol Proteínas REF.: 362
Apresentação: 2 x 1 mL

Qualitrol Vitamina D REF.: 179
Apresentação: 2 x 3mL



Para saber mais sobre nossa linha de Turbidimetria, acesse o QR Code.



ANALISADORES BIOQUÍMICOS E TURBIDIMÉTRICOS

A Labtest oferece soluções em automação para diversos perfis de laboratório, com equipamentos de alta performance incorporados à excelência na prestação de serviços. Soluções ideais para quem procura qualidade e maior produtividade na rotina laboratorial.

A Família Audmax compreende analisadores automáticos para determinações bioquímicas e turbidimétricas. São equipamentos robustos e de alta precisão, que conferem mais produtividade na análise de amostras e baixo consumo de reagentes.

Conte com tecnologia de ponta e o suporte dos serviços de excelência em assessoria científica e assistência técnica da Labtest em todo o Brasil.

Audmax Evolution

Compacto e eficiente: uma evolução para o seu laboratório

- Velocidade de 180 testes fotométricos/hora; 540 testes quando combinados com módulo ISE (opcional);
- Volume mínimo de reação: 100 µL;
- 12 filtros de leitura (340 - 800nm);
- Bandeja de reagente flexível com até 80 posições;
- 40 posições de amostras;
- 56 cubetas de reação;
- Leitor de código de barras para amostras e reagentes;
- Análise de amostras de emergência (STAT);
- Detector automático de alta sensibilidade para o nível de líquidos;
- Possibilidade de realização onboard do hemolisado de HbA1c.



Para saber mais sobre o Audmax Evolution, acesse o QR Code.



Para saber mais sobre todos os equipamentos Labtest Virtue, acesse o QR Code.

Audmax 240i

Alta produtividade com acesso randômico e hemólise onboard de HbA1c

- Velocidade de até 240 testes/hora fotométricos e até 400 testes/hora combinado com módulo ISE (opcional);
- Volume mínimo de reação: 100 µL;
- 12 filtros de leitura (340 - 800 nm);
- Capacidade de até 100 posições de reagentes com leitura de código de barras embutido;
- Até 100 posições para amostras;
- Acesso randômico integrado para análises de rotina e emergência;
- Lavagem automática e eficiente das 80 cubetas de reação;
- Módulo ISE (opcional) disponível para dosagem de sódio, potássio e cloretos;
- Reagentes disponíveis em frascos dedicados para este equipamento.




Para saber mais sobre o Audmax 240i, acesse o QR Code.

Audmax 360

Agilidade e eficiência na rotina laboratorial

- Até 360 testes fotométricos/hora e 540 testes/hora combinado com módulo ISE (Opcional);
- Volume mínimo de reação 100 µL;
- 12 filtros de leitura (340 - 800 nm);
- Até 100 posições de reagentes intercambiáveis - frascos de reagente de 20 mL ou 40 mL;
- Até 100 posições de amostras;
- Detecção de obstrução vertical e monitoramento do nível de amostras e reagentes;
- Acesso randômico integrado para análises de rotina e emergência;
- Lavagem de cubetas automática eficiente em 8 fases;
- Preparo onboard para o hemolisado do teste de HbA1c;
- Reagentes disponíveis em frascos dedicados para este equipamento.



Para saber mais sobre o Audmax 360, acesse o QR Code.

Audmax 400

Economia de tempo e confiabilidade

- Analisador de piso com velocidade nominal de 400 testes fotométricos/hora; 800 testes/hora quando combinado com módulo ISE (opcional);
- Volume reduzido de reação (a partir de 120 µL);
- 12 filtros de leitura (340 - 800 nm);
- Sondas individualizadas para reagente e amostras, com homogeneização por mixer;
- Acesso randômico com 115 posições para amostras, controles, calibradores e detergentes; sensor de nível nas probes de amostra e de reagentes;
- Bandeja de reagentes com dois discos - até 67 posições de reagentes no disco R1 e 45 posições de reagentes no R2;
- Checagem automática das cubetas de reação;
- Lavagem eficiente das cubetas;
- Função de preparo onboard do hemolisado para HbA1c, sem a necessidade de centrifugação da amostra;
- Reagentes disponíveis em frascos dedicados para este equipamento.



Para saber mais sobre
o **Audmax 400**, acesse
o QR Code.



Audmax 600

Alta Produtividade e flexibilidade

- Analisador de piso com velocidade nominal de 600 testes fotométricos/hora; 1000 testes/hora quando combinado com ISE (opcional);
- Volume reduzido de reação (a partir de 120 µL);
- 12 filtros de leitura (340 - 800 nm);
- Sondas individualizadas para reagente e amostras, com homogeneização por mixer;
- 112 posições refrigeradas para reagentes;
- 115 posições para amostras, controles, calibradores e detergentes;
- Leitor de código de barras para amostras e reagentes;
- Software em ambiente Windows, com interface amigável, funcional e de fácil navegação;
- Exibição, em tempo real, das corridas analíticas;
- Função de preparo onboard do hemolisado para HbA1c, sem a necessidade de centrifugação da amostra;
- Reagentes disponíveis em frascos dedicados para este equipamento.



Para saber mais sobre
o **Audmax 600**, acesse
o QR Code.



Vercentra CH-200

Econômico e eficiente

- Analisador de bancada com velocidade nominal de 200 testes fotométricos/hora;
- Volume de reação: 150 a 330 µL;
- Até 80 posições refrigeradas para reagentes, com leitura opcional de código de barras;
- 40 posições para amostras com acesso randômico;
- Lavagem automática e eficiente das 44 cubetas de reação;
- Detector de nível para amostras e reagentes;
- Homogeneização por mixer;
- Sonda individual para reagente e amostras;
- Software que permite a gestão da bandeja de reagentes, identificação de cubetas sujas, programação de lavagens entre testes e denição dos privilégios de acesso de cada usuário.



Para saber mais sobre o Vercentra CH-200, acesse o QR Code.



HEMATOLOGIA



SOLUÇÕES AUD-H3

Diluyente REF.: M-30D
Apresentação: 1 x 20 L

Lisante REF.: M-30CFL
Apresentação: 1 x 500 mL

AUD-H Probe Cleaner REF.: 7001
Apresentação: 1 x 50 mL

SOLUÇÕES AUD-H5

Diluyente REF.: M-68DS
Apresentação: 1 x 20 L

DIFF - Lyse REF.: M-52 DIFF
Apresentação: 4 X 500 mL

LH - Lyse REF.: M-52LH
Apresentação: 4 x 100 mL

AUD-H Probe Cleaner REF.: 7001
Apresentação: 1 x 50 mL

SOLUÇÕES AUD-H 5AL

Diluyente REF.: M-53D
Apresentação: 1 x 20 L

Lisante I REF.: M-53LE0 (I)
Apresentação: 4 x 1 L

Lisante II REF.: M-53LE0 (II)
Apresentação: 4 x 200 mL

Lisante LH REF.: M-53LH
Apresentação: 4 x 500 mL

AUD-H Probe Cleaner REF.: 7001
Apresentação: 1 x 50 mL

CONTROLES

BC-3D Hemato. Control (Aud-H 3)
Apresentação: 3 x 3 mL

BC-5D Hemato. Control (Aud-H 5 e 5AL)
Apresentação: 6 x 3 mL

SDH Controle REF.: 207
Apresentação: 3 x 4,5 mL



Para saber mais sobre nossa linha Hematologia, acesse o QR Code.




ANALISADORES HEMATOLÓGICOS

A família Aud-H atende às necessidades dos laboratórios mais exigentes, oferecendo eficiência e confiabilidade nas análises hematológicas, com contagem diferencial de 3 e 5 partes.

Aud-H 5AL

Alta produtividade e dinamismo

- Analisador hematológico com diferencial de 5 partes, automático e quantitativo;
- Velocidade de até 60 amostras por hora com carregamento automático (Autoloader) e possibilidade de inserção de amostra de emergência;
- Fornece 27 parâmetros (WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#, ALY%, ALY#);
- 3 histogramas e 1 scatter;
- Citometria de fluxo + laser semiconductor + coloração química e canal dedicado para contagem de basófilos;
- Manutenção facilitada com software completo e intuitivo;
- Monitoramento do controle por meio de Gráfico Levey-Jennings, permitindo melhor acompanhamento e gestão do controle da qualidade.



Para saber mais sobre o **Aud-H 5AL**, acesse o **QR Code**.




Para saber mais sobre nossos **Equipamentos Hematológicos**, acesse o **QR Code**.



Aud-H 3

Robustez e simplicidade

- Analisador hematológico com contagem diferencial de 3 partes e mensuração de 19 parâmetros (WBC, LYM%, LYM#, MID%, MID#, GRA%, GRA#,RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT);
- 3 histogramas para WBC, RBC e PLT;
- Capacidade de até 40 amostras por hora;
- Metodologias: impedância e fotometria (hemoglobina) livre de cianeto;
- Necessário apenas dois reagentes na rotina, diluente e lisante, para determinação dos parâmetros;
- Lavagem automática da probe de amostra após cada análise;
- Seu sistema de pipetagem possibilita a aspiração de volumes reduzidos em tubo aberto com a utilização de 20 µL no módulo pré-diluído e 9 µL no módulo sangue total.



Para saber mais sobre o **Aud-H 3**, acesse o **QR Code**.

Aud-H 5

Alta produtividade e tecnologia de ponta

- Analisador hematológico com contagem diferencial em 5 partes, mensuração de 25 parâmetros + 4 parâmetros de pesquisa (WBC, LYM%, LYM#, NEU%, NEU#, MON%, MON#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, ALY%, ALY#, LIC%, LIC#, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC);
- Histogramas e um gráfico de dispersão das células sanguíneas (scatter);
- Capacidade de até 60 amostras/hora;
- Utiliza metodologias de impedância elétrica para determinação RBC e PLT;
- Design moderno e inteligente, permitindo acomodação dos dois lisantes no compartimento do analisador, otimizando espaço;
- Utiliza volume reduzido de amostra, minimizando recoletas e oferecendo melhor desempenho (15 µL de amostra no modo sangue total e 20 µL no modo pré-diluído);
- Avaliação de controles por meio de Gráficos Levey-Jennings.



Para saber mais sobre o **Aud-H 5**, acesse o **QR Code**.



Tumoral

AFP Reagent Kit REF.: 4007
Apresentação: 50 e 100 testes

CA-125 Reagent Kit REF.: 4028
Apresentação: 50 e 100 testes

CA-15-3 Reagent Kit REF.: 4031
Apresentação: 50 e 100 testes

CA-19-9 Reagent Kit REF.: 4029
Apresentação: 50 e 100 testes

CA 72-4 Reagent Kit REF.: 4032
Apresentação: 50 e 100 testes

CEA Reagent Kit REF.: 4036
Apresentação: 50 e 100 testes

Cyfra21-1 Reagent Kit REF.: 4030
Apresentação: 50 e 100 testes

fPSA Reagent Kit REF.: 4034
Apresentação: 50 e 100 testes

HE4 Reagent Kit REF.: 4005
Apresentação: 50 e 100 testes

NSE Reagent Kit REF.: 4043
Apresentação: 50 e 100 testes

PSA Reagent Kit REF.: 4033
Apresentação: 50 e 100 testes

SCC Reagent Kit REF.: 4006
Apresentação: 50 e 100 testes

PG I Reagent Kit REF.: 4015
Apresentação: 50 e 100 testes

PG II Reagent Kit REF.: 4016
Apresentação: 50 e 100 testes

ProGRP Reagent Kit REF.: 4017
Apresentação: 50 e 100 testes

Infecioso

Anti-HBc Reagent Kit REF.: 4010
Apresentação: 50 e 100 testes

Anti-HBe Reagent Kit REF.: 4011
Apresentação: 50 e 100 testes

Anti-HBs Reagent Kit REF.: 4013
Apresentação: 50 e 100 testes

Anti-HCV Reagent Kit REF.: 4014
Apresentação: 50 e 100 testes

CMV IgG Reagent Kit REF.: 4040
Apresentação: 50 e 100 testes

CMV IgM Reagent Kit REF.: 4039
Apresentação: 50 e 100 testes

HAV IGG Reagent Kit REF.: 4065
Apresentação: 50 e 100 testes

HAV IGM Reagent Kit REF.: 4066
Apresentação: 50 e 100 testes

HbCAb IgM Reagent Kit REF.: 4064
Apresentação: 50 e 100 testes

HBeAg Reagent Kit REF.: 4009
Apresentação: 50 e 100 testes

HBsAg Qualitative Reagent Kit REF.: 4058
Apresentação: 50 e 100 testes

HBsAg Reagent Kit REF.: 4008
Apresentação: 50 e 100 testes

HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit REF.: 4012
Apresentação: 50 e 100 testes

Rubeola IgG Reagent Kit REF.: 4041
Apresentação: 50 e 100 testes

Rubeola IgM Reagent Kit REF.: 4042
Apresentação: 50 e 100 testes

Syphilis Reagent Kit REF.: 4035
Apresentação: 50 e 100 testes

Toxo IgG Reagent Kit REF.: 4037
Apresentação: 50 e 100 testes

Toxo IgM Reagent Kit REF.: 4038
Apresentação: 50 e 100 testes

Diabetes

C-Peptide Reagent Kit REF.: 4057
Apresentação: 50 e 100 testes

Insulin Reagent Kit REF.: 4056
Apresentação: 50 e 100 testes

Hormonal

AMH Reagent Kit REF.: 4025
Apresentação: 50 e 100 testes

Cortisol Reagent Kit REF.: 4063
Apresentação: 50 e 100 testes

DHEA-S Reagent Kit REF.: 4046
Apresentação: 50 e 100 testes

Estradiol Reagent Kit REF.: 4021
Apresentação: 50 e 100 testes

FSH Reagent Kit REF.: 4024
Apresentação: 50 e 100 testes

LH Reagent Kit REF.: 4045
Apresentação: 50 e 100 testes

PRL Reagent Kit REF.: 4019
Apresentação: 50 e 100 testes

Progesterone Reagent Kit REF.: 4048
Apresentação: 50 e 100 testes

SHBG Reagent Kit REF.: 4047
Apresentação: 50 e 100 testes

β-HCG Reagent Kit REF.: 4023
Apresentação: 50 e 100 testes

Testosterone Reagent Kit REF.: 4027
Apresentação: 50 e 100 testes

Tireoidiano

Anti-TG Reagent Kit REF.: 4020
Apresentação: 50 e 100 testes

Anti-TPO Reagent Kit REF.: 4054
Apresentação: 50 e 100 testes

Calcitonin Reagent Kit REF.: 4055
Apresentação: 50 e 100 testes

FT3 Reagent Kit REF.: 4050
Apresentação: 50 e 100 testes

FT4 Reagent Kit REF.: 4052
Apresentação: 50 e 100 testes

T3 Reagent Kit REF.: 4049
Apresentação: 50 e 100 testes

T4 Reagent Kit REF.: 4051
Apresentação: 50 e 100 testes

TG Reagent Kit REF.: 4018
Apresentação: 50 e 100 testes

TSH Reagent Kit REF.: 4053
Apresentação: 50 e 100 testes

Inflamatório

PCT Reagent Kit REF.: 4026
Apresentação: 50 e 100 testes

Outros

Folate Reagent Kit REF.: 4069
Apresentação: 50 e 100 testes

PTH Reagent Kit REF.: 4062
Apresentação: 50 e 100 testes

Vitamin B12 Reagent Kit REF.: 4059
Apresentação: 50 e 100 testes

25-OH-VD Reagent Kit REF.: 4022
Apresentação: 50 e 100 testes

Ferritin Reagent Kit REF.: 4044
Apresentação: 50 e 100 testes



Para saber mais sobre nossa linha de CLIA, acesse o QR Code.



ANALISADORES AUTOMÁTICOS DE IMUNOENSAIO POR QUIMIOLUMINESCÊNCIA (CLIA)

Precisão e Confiabilidade:

Resultados rápidos e precisos, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a eficiência operacional.

Tecnologia Avançada:

Uso de éster de acridina e partículas magnéticas para maior sensibilidade e especificidade.

Automatização Total:

Sistemas totalmente automatizados, acessíveis a todos os laboratórios, independentemente do porte. São dois analisadores para execução de até 120 ou 240 testes/hora.

Versatilidade:

Abrange uma ampla gama de testes, incluindo marcadores tumorais, hormonais, infecciosos e metabólicos.

Eficiência:

Função STAT e abastecimento contínuo de amostras, reagentes e consumíveis, sem a necessidade de parar a rotina do equipamento.



Vercentra CS-1500

- Analisador de bancada com produtividade de até 120 testes/hora;
- Bandeja refrigerada com capacidade para 15 reagentes;
- Sistema utilizando éster de acridina como marcador juntamente com partículas magnéticas revestidas de anticorpos/antígenos, conferindo alta especificidade, sensibilidade e agilidade à sua rotina;
- Adição de reagentes e amostras de forma independente, otimizando o processamento do teste;
- Lavagem da agulha eficiente, reduzindo efetivamente a taxa de contaminação residual;
- 24 posições de amostra com função STAT.



Para saber mais sobre o Vercentra CS-1500, acesse o QR Code.

SuperFlex®

Eficiência, facilidade operacional e economia.

- Analisador de quimioluminescência direta baseado em cartucho com velocidade de até 60 testes/hora;
- O sistema utiliza amostras de sangue total, soro ou plasma em 2 racks de amostras com 24 posições, que são compatíveis com tubos primários;
- Execução de itens simultaneamente com diferentes tempos ou etapas de incubação;
- Quimioluminescência direta baseada em éster de acridina;
- 24 posições de amostra;
- Reagentes nos perfis Cardíaco (NT-proBNP, D-Dimer, MYO, CK-MB, hs-cTnI) e Inflamatório (All in One CRP, PCT, IL-6), com consumo individualizado, disponível em apresentações de 50 ou 100 testes;
- Resultados rápidos entre 5 a 15 minutos.



Para saber mais sobre o SuperFlex®, acesse o QR Code.

TESTES RÁPIDOS



Anti SARS-CoV-2 & M. pneumoniae IgG/IgM Rapid Test Combo REF.: 742
Apresentação: 10 e 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: soro, plasma ou sangue total
Sensibilidade: Anti SARS-CoV-2 (90,0% para IgM e 95,7% para IgG) e Anti M. pneumoniae (91,5% para IgM e 92,2% para IgG)
Especificidade: Anti SARS-CoV-2 (98,0% para IgM e 99,0% para IgG) e Anti M. pneumoniae (94,8% para IgM e 94,6% para IgG)

Betatest REF.: 712T e 712K7
Apresentação: 25 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: soro ou urina
Sensibilidade: 100%
Especificidade: 100%
Sensibilidade analítica: 25 mUI/mL

COVID-19 & FLU A/B Ag Rapid Test Combo REF.: 741
Apresentação: 10 e 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: swab nasofaríngeo
Sensibilidade: COVID-19 (96,4%), Influenza A (95,0%) e Influenza B (93,0%)
Especificidade: COVID-19 (99,2%), Influenza A (99,4%) e Influenza B (99,1%)

COVID-19 Ag Rapid Test REF.: 740
Apresentação: 1, 5 10, 20, 40 e 100 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Swab nasofaríngeo
Sensibilidade: 85%
Especificidade: 98,3%

COVID-19 Ag Rapid Test (Swab Naso/Oro) REF.: 743
Apresentação: 1, 5 10, 20, 40 e 100 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Swab de nasofaringe ou de orofaringe
Sensibilidade: 91,6%
Especificidade: 98,1%

Influenza A/B/H1N1 Ag Rapid Test Combo REF.: 744
Apresentação: 10 e 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: swab nasofaríngeo e/ou swab orofaríngeo
Sensibilidade:
Influenza A: 95%
Influenza B: 92,98%
Influenza A Subtipo H1N1: 92,59%
Especificidade:
Influenza A: 99,4%
Influenza B: 99,11%
Influenza A Subtipo H1N1: 96,2%

Lab Rapid Dengue IgG/IgM REF.: 727
Apresentação: 25 e 50 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Soro, plasma e sangue total
Sensibilidade: 97,92% para IgM e 98,29% para IgG
Especificidade: 100% para IgM e 97,76% para IgG

Lab Rapid Dengue NS1 REF.: 726
Apresentação: 25 e 50 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: soro e plasma
Sensibilidade: 100%
Especificidade: 100%

Lab Rapid HBsAg REF.: 716
Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Soro, plasma ou sangue total
Sensibilidade: 99,3%
Especificidade: 99,8%
Sensibilidade analítica: 99,6%

Lab Rapid HCV REF.: 717
Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Soro, plasma ou sangue total
Sensibilidade: >99,9%
Especificidade: 99,5%
Sensibilidade analítica: 99,6%

Lab Rapid HIV Triline 1/2 REF.: 721
Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Soro, plasma ou sangue total
Sensibilidade: >99,5%
Especificidade: >99,0%
Sensibilidade analítica: 100%

Lab Rapid Syphilis REF.: 720
Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Soro, plasma ou sangue total
Sensibilidade: >99,9%
Especificidade: 99,7%
Sensibilidade analítica: 99,8%

Sangue Oculto iFOBT REF.: 112
Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Fezes
Sensibilidade: 99,5%
Especificidade: 99,6%
Sensibilidade analítica: 0,04 µg/mL



Para saber mais sobre nossa linha de Testes Rápidos, acesse o QR Code.



BIOLOGIA MOLECULAR



Detect SARS-CoV-2 (RT-PCR) Fast REF.: 806
Apresentação: 100 determinações
Metodologia: PCR em tempo real
Amostra: RNA de SARS-CoV-2 previamente extraído de amostras biológicas de vias aéreas respiratórias, preferencialmente lavado bronco-alveolar, swab nasofaríngeo, swab orofaríngeo e escarro humano.



Para saber mais sobre
nossa linha de **Biologia
Molecular**, acesse
o **QR Code**.

AGLUTINAÇÃO



Látex AEO REF.: 157
Apresentação: 62 determinações
Metodologia: Aglutinação do látex
Amostra: soro
Sensibilidade: 200 UI/mL

Látex FR-C REF.: 158
Apresentação: 50 determinações
Metodologia: Aglutinação do látex
Amostra: soro
Sensibilidade: 8 UI/mL

Serolátex PCR SD REF.: 144
Apresentação: 120 determinações
Metodologia: Aglutinação
Amostra: soro
Sensibilidade: 6,0 mg/L





Para saber mais
sobre nossa linha de **Agglutinação**, acesse
o **QR Code**.

UROANÁLISE



UriAction 10 REF.: 122
Apresentação: 100 determinações
Metodologia: Tira reativa
Amostra: urina
Parâmetros: Glicose, Bilirrubina, Corpos Cetônicos (Ácido Acetoacético), Densidade, Sangue, pH, Proteína, Urobilinogênio, Nitrito e Leucócitos

Uriquest Plus I REF.: 150
Apresentação: 150 determinações
Metodologia: Tira reativa
Amostra: urina
Parâmetros: Bilirrubina, Urobilinogênio, Cetonas, Ácido Ascórbico, Glicose, Proteínas, Sangue, pH, Nitrito, Leucócitos e Densidade



Para saber mais sobre nossa linha de **Uroanálise**, acesse o **QR Code**.



GASOMETRIA



Blood Gas and Electrolyte Control Level 1
REF.: 6944413801981
Apresentação: 5 x 2,5 mL

Blood Gas and Electrolyte Control Level 2
REF.: 6944413801998
Apresentação: 5 x 2,5 mL

Blood Gas and Electrolyte Control Level 3
REF.: 6944413802001
Apresentação: 5 x 2,5 mL

Calibrant Fluid Pack CP100
REF.: 6944413801882
Apresentação: 100 testes

Calibrant Fluid Pack CP50
REF.: 6944413802599
Apresentação: 50 testes

Test Cartridge BG10
REF.: 6944413802209
Apresentação: 25 testes
Metodologia: potenciometria, amperometria e condutimetria



Para saber mais sobre nossa linha de **Gasometria**, acesse o **QR Code**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Velocidade	Resultados em 48 segundos após a aspiração da amostra
Volume de aspiração	140 µL
Amostras	Sangue arterial e sangue venoso
Controle da qualidade	- Controle da qualidade em 3 níveis - Calibração automática a cada leitura de amostra (sem gastos extras) - Simulações de rotina
Interface	USB (4 portas), RS232, WLAN
Bateria	- Lítio, 4200 mAh ou 5000 mAh - Autonomia para realização de 50 testes contínuos
Dimensões (LxAxP)	238 x 153 x 310 mm
Peso	3,8 kg



ANALISADORES DE ELETRÓLITOS
COMPACTOS E ADAPTÁVEIS

Disponível em duas versões para você escolher a que mais se adequa à rotina do seu laboratório.



AudLyte ISE-5
Princípio: Eletrodo seletivo
Parâmetros: K+, Na+, Cl-, iCa2+, nCa2+, pH**, TCa*

*Itens calculados
**O pH medido não reflete o valor do sangue humano



AudLyte ISE-3
Princípio: Eletrodo seletivo
Parâmetros: K+, Na+, Cl-

Alta produtividade e tecnologia de ponta

- AudLyte é uma linha de analisadores de alta precisão e desempenho, adaptável a diferentes rotinas, com packs de reagentes únicos e de fácil instalação;
- Modernos e avançados, os aliados perfeitos para análises precisas e eficientes;
- Trabalho ininterrupto. Eletrodos de alto desempenho. Amostragem automática;
- Software embarcado de operação simples, com menu gráfico avançado;
- Design sofisticado de hardware e software de autodiagnóstico que facilita e simplifica a realização de manutenções.

Resultados precisos
em até 60 segundos

Todas as versões oferecem resultados em até 60 segundos (60 testes/hora), com a possibilidade de execução automática de amostras através do carrossel (autosampler), e impressora térmica acoplada, que simplifica sua operação diária.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Velocidade	Até 60 amostras por hora
Amostra	Sangue total, soro, plasma e urina
Volume de aspiração	150 µL
Calibração	Automática ou conforme necessidade
Acessórios	• Autosampler (opcional) • Scanner de código de barras (opcional) • Impressora térmica
Interface	Porta RS-232
Dimensões (AxLxP)	41,5 x 36,5 x 32 cm
Peso	Peso bruto: 16 kg Peso líquido: 8,1 kg

REPRODUTIBILIDADE E FAIXA DE MEDIÇÃO		
PARÂMETROS	CV	INTERVALO OPERACIONAL
K+	≤ 1,0%	0,50 ~ 15,00 mmol/L
Na+	≤ 1,0%	30,0 ~ 200,0 mmol/L
Cl-	≤ 1,0%	30,0 ~ 200,0 mmol/L
Ca2+	≤ 3,0%	0,10 ~ 5,00 mmol/L
pH	≤ 2,0%	4,0 ~ 9,50 (unidade)



Para saber mais sobre
nossa linha de **Analisadores
de Eletrólitos**, acesse
o QR Code.





ANALISADORES PARA MENSURAÇÃO DE HbA1c

O método de cromatografia líquida de alta eficiência (high performance liquid chromatography, HPLC) por troca iônica permite a detecção da HbA1c a partir da separação das diferentes formas de hemoglobina de acordo com a carga da molécula. **A possibilidade da avaliação das formas de hemoglobina, além de HbA1c e HbA total, torna-se um grande diferencial do método.**

Os analisadores Vercentra HB-20 e Vercentra HB-100 foram desenvolvidos para fornecer, com alta precisão, valores de HbA1c através do método HPLC. Possuem calibradores liofilizados rastreáveis atribuídos ao IFCC, sistema com controle constante de velocidade líquida, garantindo alta precisão aos resultados, além da boa repetibilidade e a facilidade de operação.

Materiais necessários:

- Calibrador: Calibra Vercentra HbA1c Ref. 6004 (2 níveis)
- Controle: Qualitrol Vercentra HbA1c Ref. 6005 (2 níveis)

Validade: 24 meses
armazenado de 2 a 8 °C

Solução completa:

- Pack de reagentes
- Hemolisante
- Coluna
- Filtro



Para saber mais sobre nossa **linha de Analisadores de HPLC**, acesse o **QR Code**.

Conte com os analisadores Vercentra HB como aliados na mensuração de HbA1c: confiança, exatidão e precisão em sua rotina.

Vercenta HB 100

- Princípio: cromatografia líquida de alto desempenho por troca iônica;
- Capacidade de até 100 amostras;
- Mudança automática do modo normal para o modo pré-diluído;
- Leitura automática do código de barras de amostras;
- Homogeneização automática das amostras;
- Posição dedicada para amostra de emergência;
- Produtividade: até 50 amostras por hora no modo normal (72s/teste) e 32 amostras por hora (110s/teste) no modo Variante;
- Volume de amostra aspirado: 3 ul de sangue total;
- Intervalo operacional: 4% a 17%;
- Armazena até 100.000 resultados;
- Kits disponíveis para 3.000 ou 6.000 testes.

Vercenta HB 20

- Princípio: cromatografia líquida de alto desempenho por troca iônica;
- Capacidade de até 18 amostras;
- Mudança automática do modo normal para o modo pré-diluído;
- Leitor de código de barras externo para identificação de amostras;
- Produtividade: até 30 amostras por hora < 120s/teste;
- Volume de amostra aspirado: 4 µL de sangue total;
- Intervalo operacional: 3% a 20%;
- Armazena até 100.000 resultados;
- Kits disponíveis para 1.600 ou 2.400 testes.



ESTRUTURA COMERCIAL

Venda e pós-venda em todo o Brasil

A Labtest oferece soluções customizadas que valorizam os serviços e laudos emitidos pelos laboratórios clínicos.

PÓS-VENDA

O pós-venda atende demandas de média e alta complexidade, permitindo a melhora dos processos técnicos, a garantia da assertividade e a qualidade no laudo emitido. Possui estrutura robusta de atendimento técnico/científico, com cobertura nacional (presencial e remota), prazo de atendimento ágil e de acordo com as necessidades do laboratório.



Saiba mais sobre nossa **Rede de Distribuidores Labtest** acessando o **QR Code**.

Diferenciais

- Treinamento e suporte técnico/científico para a rede credenciada Labtest, além de clientes finais
- Suporte técnico de urgência
- Gestão de manutenções corretivas e preventivas de todo o parque comercializado pela Labtest
- Equipe altamente qualificada e dedicada ao atendimento científico presencial e pelo 0800 031 3411

REDE CONSOLIDADA
COM **27 DISTRIBUIDORES**.

PÓS-VENDA EM
TODO O BRASIL.





Labtest Diagnóstica S.A.
Av. Paulo Ferreira da Costa, 600
Lagoa Santa - MG - CEP 33240-152

SAC - 0800 031 3411
sac@labtest.com.br

labtest.com.br
labtestdiagnostica



Confira
nosso site
acessando
o QR Code.