

# VITAMINA D TURBIQUEST

Ref. 177

**Labtest**   
A VIRTUE COMPANY





# VITAMINA D TURBIQUEST

## A mensuração de Vitamina D acessível a todos os laboratórios: Qualidade e Agilidade em sua rotina!

- Sistema imunoturbidimétrico para determinação quantitativa de 25-OH Vitamina D em soro e plasma;
- Reagentes prontos para uso com método simples, facilmente aplicável em analisadores bioquímicos capazes de medir absorvância em 700 nm;
- Agilidade na rotina e redução do tempo de entrega do resultado ao paciente (TAT); Liberação de resultados em menos de 10 minutos;
- Calibradores certificados pelo CDC Vitamin D Standardization Program (CDC VDSCP).

O produto **Vitamina D Turbiquest Ref. 177** foi comparado com sistemas que utilizam as técnicas de quimioluminescência e espectrometria de massa, apresentando excelente correlação:



A Vitamina D é um hormônio esteroide envolvido na absorção de cálcio e na regulação da homeostase. Recentemente, a quantificação da vitamina D tem se tornado cada vez mais relevante, com diversos estudos apontando um aumento na deficiência desse nutriente na população. Essa deficiência tem sido relacionada a várias doenças, como osteoporose, raquitismo e osteomalácia.

A Labtest disponibiliza em seu portfólio sistema imunoturbidimétrico, acessível a grande parte dos laboratórios, com possibilidade de aplicação em diversos modelos de analisadores bioquímicos.

Os reagentes apresentam bom rendimento, garantem maior agilidade na rotina e facilidade de aplicação.

### Vitamina D Turbiquest

Ref. 177-1/50  
Reagente 1: 1 x 40 mL  
Reagente 2: 1 x 10 mL  
Reagente disponível em frascos dedicados.



## SOLUÇÃO LABTEST PARA A DETERMINAÇÃO DE VITAMINA D POR IMUNOTURBIDIMETRIA:

### Calibra Vitamina D Ref. 178

Sistema de calibração *multipoint* para o produto Vitamina D Turbiquest Ref.177

### Qualitrol Vitamina D Ref. 179

Controle interno da qualidade em dois níveis para a determinação de Vitamina D.  
Compatível com o produto Vitamina D Turbiquest Ref. 177

**Labtest**  
A VIRTUE COMPANY

SAC - 0800 031 3411  
sac@labtest.com.br  
labtest.com.br

Certificações

