

REAGENTES PRONTOS PARA USO

FRASCOS DEDICADOS LABTEST VIRTUE



CONHEÇA A SOLUÇÃO MAIS
EFICIENTE PARA A ROTINA
DO SEU LABORATÓRIO.

✓ **QUALIDADE**

✓ **AUTOMAÇÃO**

✓ **SEGURANÇA**

✓ **PRECISÃO**

Labtest 

 VIRTUEDX

O DIFERENCIAL QUE VOCÊ PRECISA PARA O SEU LABORATÓRIO

Aposte na automação, aumentando a produtividade, a segurança e a eficiência no dia a dia do seu laboratório e conte com a qualidade dos reagentes bioquímicos e turbidimétricos Labtest, prontos para uso.

Aplicáveis aos equipamentos da linha Audmax (compatíveis também com diversos outros analisadores automáticos do mercado)

Melhor rendimento dos reagentes e maior produtividade (registro automático com código de barras, inventário com atualização de volume e quantidade de testes)

Redução de custos operacionais, mais agilidade e segurança no processo (sem preparações adicionais, rastreio de lote e validade, menor risco de contaminação e erro humano)



BIOQUÍMICA

| REF | Reagente | Metodologia | Linearidade | Formato | Audmax 240i/360 | | Audmax Evolution* | | Audmax 400/600* | |
|------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Número de packs | Rendimento total | Número de packs | Rendimento total | Número de packs | Rendimento total |
| 140 | Ácido Úrico Liquiform | Enzimático - Trinder | até 20 mg/dL | Birreagente | 2 | 422 | 4 | 1200 | 4 | 960 |
| 333 | AEO Turbiquest Plus | Imunoturbidimetria | até 800 UI/mL | Birreagente | 1 | 188 | 1 | 200 | 1 | 160 |
| 19 | Albumina Liquiform | Verde de Bromocresol | até 6,0 g/dL | Monorreagente | 2 | 365 | 4 | 680 | 4 | 629 |
| 108 | ALT/GPT Liquiform | Cinético UV -IFCC | até 400 U/L | Birreagente | 2 | 422 | 4 | 1200 | 4 | 900 |
| 142 | Amilase CNPG Liquiform | Substrato Gal- α -CNP | até 1700 U/L | Monorreagente | 2 | 297 | 4 | 800 | 4 | 731 |
| 109 | AST/GOT Liquiform | Cinético UV -IFCC | até 400 U/L | Birreagente | 2 | 422 | 4 | 1200 | 4 | 900 |
| 93 | Bili-D Liquiform | Labtest DCA | até 12 mg/dL | Birreagente | 3 | 566 | 4 | 800 | 4 | 640 |
| 94 | Bili-T Liquiform | Labtest DCA | até 30 mg/dL | Birreagente | 3 | 566 | 4 | 800 | 4 | 640 |
| 354 | C3 Turbiquest | Imunoturbidimetria | 3 - 500 mg/dL | Birreagente | - | - | 1 | 131 | 1 | 119 |
| 355 | C4 Turbiquest | Imunoturbidimetria | 0,8 ~ 90 mg/dL | Birreagente | - | - | 1 | 116 | 1 | 107 |
| 95 | Ca Arsenazo Liquiform | Arsenazo III | até 17 mg/dL | Monorreagente | - | - | 4 | 800 | 4 | 740 |
| 90 | Cálcio Liquiform | CPC - Cresolftaleína | até 16 mg/dL | Birreagente | 3 | 570 | 4 | 640 | 4 | 533 |
| 118 | CK MB Liquiform | UV - IFCC | 600 U/L | Birreagente | 2 | 288 | 4 | 800 | 4 | 600 |
| 117 | CK NAC Liquiform | UV - IFCC | 2000 U/L | Birreagente | 2 | 288 | 4 | 800 | 4 | 600 |
| 115 | Cloretos Liquiform | Tiocianato de Mercúrio | 130 mEq/L | Monorreagente | 4 | 731 | 4 | 1340 | 4 | 1240 |
| 76 | Colesterol Liquiform | Enzimático - Trinder | até 500 mg/dL | Monorreagente | 1 | 182 | 1 | 185 | 1 | 171 |
| 167 | Creatinina Enzimática SD | Enzimático - Trinder | 100 mg/dL | Birreagente | 2 | 300 | - | - | - | - |
| 96 | Creatinina K | Picrato alcalino - Jaffé | até 12 mg/dL | Birreagente | 4 | 844 | 10 | 1093 | 10 | 833 |
| 91 | Fe Liquiform | Labtest - Ferrozine | até 1000 μ g/dL | Birreagente | 3 | 566 | 4 | 575 | 4 | 522 |
| 334 | Ferritina Turbiquest | Imunoturbidimetria | 5 - 600 ng/mL | Birreagente | 1 | 188 | - | - | - | - |
| 79 | Fosfatase Alcalina Liquifor | Bowers e Mc Comb modificado | até 1500 U/L | Birreagente | 2 | 422 | 2 | 800 | 2 | 600 |
| 12 | Fósforo UV Liquiform | Daly e Ertingshausen modificado | até 20 mg/dL | Monorreagente | 3 | 402 | 4 | 400 | 4 | 370 |
| 332 | FR Turbiquest Plus | Imunoturbidimetria | 6 - 160 UI/mL | Birreagente | 1 | 188 | 1 | 140 | 1 | 177 |
| 105 | Gama GT Liquiform | Szasz modificado | até 700 U/L | Birreagente | 1 | 227 | 4 | 800 | 4 | 600 |
| 134 | Glicose GOD | GOD-Trinder | até 600 mg/dL | Monorreagente | - | - | 4 | 1340 | 4 | 1240 |
| 137 | Glicose HK Liquiform | Bondar e Mead modificado | 700 mg/dL | Birreagente | 1 | 215 | 4 | 1675 | 4 | 1360 |
| 84 | Glicose PAP Liquiform | GOD-Trinder | 500 mg/dL | Monorreagente | 4 | 731 | 4 | 1340 | 4 | 1252 |
| 395 | HbA1c WH Turbiquest | Imunoturbidimetria | 16,5% | Birreagente | 1 | 154 | 1 | 180 | 1 | 150 |
| 145 | HDL | Surfactante Seletivo | 150 mg/dL | Birreagente | 1 | 190 | 1 | 345 | 1 | 283 |
| 98 | HDL LE | Acelerador - Detergente Seletivo | até 200 mg/dL | Birreagente | 1 | 190 | 1 | 380 | 1 | 316 |
| 92 | IBC Liquiform | Labtest - Ferrozine | até 500 μ g/dL | Birreagente | - | - | 1 | 293 | 2 | 268 |
| 358 | IgA Turbiques | Imunoturbidimetria | 5 - 800 mg/dL | Birreagente | - | - | 1 | 131 | 1 | 119 |
| 359 | IgG Turbiquest | Imunoturbidimetria | 34 - 3900 mg/dL | Birreagente | - | - | 1 | 93 | 1 | 86 |
| 360 | IgM Turbiquest | Imunoturbidimetria | 5 - 330 mg/dL | Birreagente | - | - | 1 | 131 | 1 | 119 |
| 138 | Lactato Enzimático | Enzimático - Trinder | 150 mg/dL | Birreagente | 1 | 188 | 1 | 406 | 1 | 369 |
| 86 | LDH Liquiform | Piruvato-Lactato | até 2000 U/L | Birreagente | 2 | 377 | 4 | 800 | 4 | 600 |
| 146 | LDL | Surfactante Seletivo | até 600 mg/dL | Birreagente | - | - | 1 | 150 | 1 | 125 |
| 107 | Lipase Liquiform | Enzimática Colorimétrica | 3,0 - 300 U/L | Birreagente | 2 | 262 | 2 | 200 | 2 | 173 |
| 50 | Magnésio Liquiform | Labtest - Magon sulfonado | 4,5 mg/dL | Birreagente | 3 | 157 | 3 | 210 | 3 | 187 |
| 348 | Microalbuminuria Turbiquest Plus | Imunoturbidimetria | 3 a 500 mg/L | Birreagente | - | - | 2 | 300 | 2 | 254 |
| 3002 | PCR | Imunoturbidimetria | 2 - 200 mg/L | Birreagente | 1 | 227 | 1 | 231 | 1 | 210 |
| 152 | Potássio Enzimático | Enzimática | 2,0 - 8,0 mmol/L | Birreagente | 1 | 118 | 1 | 122 | 1 | 112 |
| 99 | Proteínas Totais Liquiform | Biureto | até 14 g/dL | Monorreagente | 2 | 365 | 4 | 400 | 4 | 365 |
| 36 | Sensiprot | Vermelho de Piragalol | até 100 mg/dL | Monorreagente | 2 | 365 | 2 | 493 | 2 | 451 |
| 163 | Sódio | Enzimática | 80 - 180 mmol/L | Birreagente | 1 | 106 | 1 | 113 | 1 | 103 |
| 357 | Transferrina Turbiquest | Imunoturbidimetria | 6 a 650 mg/dL | Birreagente | - | - | 1 | 206 | 1 | 187 |
| 87 | Triglicérides Liquiform | Enzimático - Trinder | até 1100 mg/dL | Monorreagente | 4 | 731 | 4 | 1340 | 4 | 1240 |
| 104 | Ureia UV Liquiform | Enzimático UV | até 300 mg/dL | Birreagente | 4 | 844 | 4 | 800 | 4 | 640 |
| 177 | Vitamina D Turbiquest | Imunoturbidimetria | 7,6 - 147,8 ng/mL | Birreagente | 1 | 188 | 1 | 225 | 1 | 180 |

*Os kits de reagentes destinados ao Audmax Evolution e Audmax 400/600 são os mesmos.

LEVE MAIS QUALIDADE E TECNOLOGIA PARA O SEU LABORATÓRIO.

Labtest 

 VIRTUEDX

Labtest Diagnóstica S.A.
Av. Paulo Ferreira da Costa, 600
Lagoa Santa - MG - CEP 33240-152

SAC - 0800 031 3411
sac@labtest.com.br

labtest.com.br
labtestdiagnostica



Confira
nosso site
acessando
o QR Code.