

Produto de uso profissional, exclusivo para o diagnóstico in vitro.

O Teste Rápido Lab Rapid GDH / Toxin A and B Ref.752C é comercializado diretamente pela Labtest e por sua rede de distribuidores autorizados, sob o registro ANVISA 10009010460.

TESTE RÁPIDO GDH TOXIN A & B

Labtest
A VIRTUE COMPANY



Teste rápido combinado em cassete para detecção qualitativa de antígenos de GDH, Toxina A e Toxina B da *Clostridium difficile* em amostras de fezes humanas

- Detecção qualitativa de antígenos de GDH, Toxina A e Toxina B da *Clostridium difficile*;
- Metodologia: Imunocromatografia;
- Amostra: fezes;
- Conta gotas incluso no kit;
- Controle positivo e negativo inclusos no kit;
- Resultados em 10 minutos;
- Sensibilidade relativa: 95,65%;
- Especificidade relativa: 97,30%;
- Eficiência: >96%.

Solução Labtest: **Lab Rapid GDH / Toxin A and B** Ref. 752C

Disponível na apresentação de 20 determinações.

Para saber mais, consulte o seu KAM ou entre em contato: adm vendas@labtest.com.br

labtest.com.br
SAC: 0800 031 3411
sac@labtest.com.br