

Produto de uso profissional, exclusivo para o diagnóstico in vitro.

O Teste Rápido **Lab Rapid Strep A Ref. 753C** é comercializado diretamente pela Labtest e por sua rede de distribuidores autorizados, sob o registro ANVISA 10009010461.

## TESTE RÁPIDO STREP A

**Labtest**  
A VIRTUE COMPANY



Teste rápido para detecção qualitativa de antígenos de estreptococos do grupo A em amostras de secreção de nasofaringe ou orofaringe (swab).

- Detecção qualitativa de antígenos de estreptococos do grupo A;
- Metodologia: Imunocromatografia;
- Amostra: secreção nasofaríngeo ou orofaríngeo;
- Swab estéril incluso no kit;
- Controle positivo e negativo inclusos no kit;
- Resultados em 5 minutos;
- Sensibilidade relativa: 95,05%;
- Especificidade relativa: 97,77%;
- Eficiência: >97%.

Solução Labtest: **Lab Rapid Strep A** Ref. 753C

Disponível na apresentação de 20 determinações.

Para saber mais, consulte o seu KAM ou entre em contato: [adm vendas@labtest.com.br](mailto:adm vendas@labtest.com.br)

[labtest.com.br](http://labtest.com.br)  
SAC: 0800 031 3411  
[sac@labtest.com.br](mailto:sac@labtest.com.br)