

REACTIVOS LISTOS PARA USO

FRASCOS ESPECÍFICOS LABTEST VIRTUE



DESCUBRE LA SOLUCIÓN MÁS
EFICIENTE PARA LA RUTINA
DE TU LABORATORIO.

- ✓ CALIDAD
- ✓ AUTOMATIZACIÓN
- ✓ SEGURIDAD
- ✓ PRECISIÓN

MÁS PRODUCTIVIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA PARA SU LABORATORIO

Optimice el desempeño de su laboratorio con los reactivos bioquímicos y turbidimétricos Labtest Virtue listos para usar. Una solución diseñada para incrementar la productividad, reducir errores operativos y garantizar resultados confiables en la rutina analítica diaria.

Diseñados para la línea Audmax y compatibles con diversos analizadores automáticos, ofreciendo mayor flexibilidad para el laboratorio.

Identificación automática mediante código de barras, control actualizado del inventario y monitoreo en tiempo real del volumen disponible, **optimizando la gestión de reactivos y aumentando la productividad.**

Reducción de los costos operativos, mayor agilidad y seguridad en el proceso (sin preparaciones adicionales, seguimiento de lotes y caducidad, menor riesgo de contaminación y error humano)



BIOQUÍMICA

REF	Reactivo	Metodología	Rango de medición	Formato	Audmax 240i/360/420i		Audmax Evolution*		Audmax 400/600*	
					Número de frascos	Rendimiento total	Número de frascos	Rendimiento total	Número de frascos	Rendimiento total
140	Ácido Úrico Liquiform	Enzimático - Trinder	hasta 20 mg/dL	Birreactivo	2	422	4	1200	4	960
333	AEO Turbiquest Plus	Imunoturbidimetría	hasta 800 UI/mL	Birreactivo	1	188	1	200	1	160
356	AGP Turbiquest	Imunoturbidimetría	4 a ~150mg/dL	Birreactivo	-	-	1	206	1	187
19	Albumina Liquiform	Verde de Bromocresol	hasta 6,0 g/dL	Monorreactivo	2	364	4	680	4	628
108	ALT/GPT Liquiform	Cinetica UV -IFCC	hasta 400 U/L	Birreactivo	2	358	4	1200	4	900
142	Amilasa CNPG Liquiform	Sustrato Gal-α-CNP	hasta 1700 U/L	Monorreactivo	2	296	4	800	4	728
109	AST/GOT Liquiform	Cinetica UV -IFCC	hasta 400 U/L	Birreactivo	2	422	4	1200	4	900
93	Bili-D Liquiform	Labtest DCA	hasta 12 mg/dL	Birreactivo	3	564	4	800	4	640
94	Bili-T Liquiform	Labtest DCA	hasta 30 mg/dL	Birreactivo	3	564	4	800	4	640
354	C3 Turbiquest	Imunoturbidimetría	3 ~ 500 mg/dL	Birreactivo	-	-	1	131	1	119
355	C4 Turbiquest	Imunoturbidimetría	0,8 ~ 90 mg/dL	Birreactivo	-	-	1	116	1	107
95	Ca Arsenazo Liquiform	Arsenazo III	hasta 17 mg/dL	Monorreactivo	3	546	4	800	4	740
90	Calcio Liquiform	CPC - Cresoltaleína	hasta 16 mg/dL	Birreactivo	3	570	4	640	4	532
118	CK MB Liquiform	UV - IFCC	600 U/L	Birreactivo	2	236	4	800	4	600
117	CK NAC Liquiform	UV - IFCC	2000 U/L	Birreactivo	2	236	4	800	4	600
115	Cloruros Liquiform	Tiocianato de Mercurio	130 mEq/L	Monorreactivo	1	182	1	185	1	171
76	Colesterol Liquiform	Enzimático - Trinder	hasta 500 mg/dL	Monorreactivo	4	728	4	1340	4	1240
167	Creatinina Enzimática SD	Enzimático - Trinder	100 mg/dL	Birreactivo	2	524 ¹ / 300 ²	2	516	2	754
96	Creatinina K	Picrato alcalino - Jaffé	hasta 12 mg/dL	Birreactivo	4	844	10	1090	10	830
91	Fe Liquiform	Labtest - Ferrozina	hasta 1000 µg/dL	Birreactivo	3	564	4	572	4	520
334	Ferritina Turbiquest	Imunoturbidimetría	5 - 600 ng/mL	Birreactivo	1	188	1	200	1	150
79	Fosfatasa Alcalina Liquiform	Bowers y Mc Comb modificado	hasta 1500 U/L	Birreactivo	2	422	2	800	2	600
12	Fósforo UV Liquiform	Daly y Ertingshausen modificado	hasta 20 mg/dL	Monorreactivo	3	402	4	400	4	368
332	FR Turbiquest Plus	Imunoturbidimetría	6 - 160 UI/mL	Birreactivo	1	188	1	140	1	117
105	Gamma GT Liquiform	Szasz modificado	hasta 700 U/L	Birreactivo	1	227	4	800	4	600
137	Glucosa HK Liquiform	Bondar y Mead modificado	700 mg/dL	Birreactivo	1	215	4	1672	4	1360
84	Glucosa PAP Liquiform	GOD-Trinder	500 mg/dL	Monorreactivo	4	728	4	1340	4	1240
395	HbA1c WH Turbiquest	Imunoturbidimetría	16,5%	Birreactivo	1	121 ¹ / 149 ²	1	225	1	150
145	HDL	Surfactante Selectivo	150 mg/dL	Birreactivo	1	150	1	345	1	283
98	HDL LE	Acelerador - Detergente Seletivo	hasta 200 mg/dL	Birreactivo	1	190	1	380	1	316
92	IBC Liquiform	Labtest - Ferrozina	hasta 500 µg/dL	Birreactivo	-	-	2	306	2	280
358	IgA Turbiquest	Imunoturbidimetría	5 - 800 mg/dL	Birreactivo	-	-	1	131	1	119
359	IgG Turbiquest	Imunoturbidimetría	34 - 3900 mg/dL	Birreactivo	-	-	1	93	1	86
360	IgM Turbiquest	Imunoturbidimetría	5 - 330 mg/dL	Birreactivo	-	-	1	131	1	119
138	Lactato Enzimático	Enzimático - Trinder	150 mg/dL	Birreactivo	1	188	1	406	1	369
86	LDH Liquiform	Piruvato-Lactato	hasta 2000 U/L	Birreactivo	2	376	4	800	4	600
146	LDL	Surfactante Selectivo	hasta 600 mg/dL	Birreactivo	1	154	1	150	1	125
107	Lipasa Liquiform	Enzimática Colorimétrica	3,0 - 300 U/L	Birreactivo	2	198	2	200	2	172
50	Magnesio Liquiform	Labtest - Magon sulfonado	4,5 mg/dL	Birreactivo	3	156	3	210	3	186
348	Microalbuminuria Turbiquest Plus	Imunoturbidimetría	3 a 500 mg/L	Birreactivo	1	158	2	300	2	254
3002	PCR	Imunoturbidimetría	2 - 200 mg/L	Birreactivo	1	182	1	231	1	210
3021	PCR Turbiquest Plus SD	Imunoturbidimetría	2 a 160 mg/L	Birreactivo	1	149	1	173	1	140
3005	PCR Ultra PCR MAX	Imunoturbidimetría	0,05 a 10 mg/L	Birreactivo	1	125	1	237	1	151
152	Potasio Enzimático	Enzimático	2,0 - 8,0 mmol/L	Birreactivo	1	118	1	122	1	112
99	Proteínas Totales Liquiform	Biuret	hasta 14 g/dL	Monorreactivo	2	364	4	400	4	364
36	Sensiprot	Rojo de Piragalol	hasta 100 mg/dL	Monorreactivo	2	364	2	492	2	450
163	Sodio	Enzimático	80 - 180 mmol/L	Birreactivo	1	106	1	113	1	103
357	Transferrina Turbiquest	Imunoturbidimetría	6 a 650 mg/dL	Birreactivo	-	-	1	206	1	187
87	Triglicéridos Liquiform	Enzimático - Trinder	hasta 1100 mg/dL	Monorreactivo	4	728	4	1340	4	1240
104	Urea UV Liquiform	Enzimático UV	hasta 300 mg/dL	Birreactivo	4	716	4	800	4	640

¹ Rendimiento correspondiente al Audmax 240i y al Audmax 360 / ² Rendimiento correspondiente al Audmax 420i.

*Para obtener información sobre el reconocimiento del código de barras y información general sobre los reactivos, póngase en contacto con el Servicio de Asesoramiento Científico de Labtest.

LLEVE MÁS CALIDAD Y TECNOLOGÍA A TU LABORATORIO.



Labtest Diagnóstica S.A.
Av. Paulo Ferreira da Costa, 600
Lagoa Santa - MG - CEP 33240-152

SAC - 0800 031 3411
sac@labtest.com.br

labtest.com.br
[labtestdiagnostica](http://labtestdiagnostica.com.br)



Visita nuestra
página web
escaneando
el QR Code.