

REAGENTES PRONTOS PARA USO

FRASCOS DEDICADOS LABTEST VIRTUE



CONHEÇA A SOLUÇÃO MAIS
EFICIENTE PARA A ROTINA
DO SEU LABORATÓRIO.

✓ **QUALIDADE**

✓ **AUTOMAÇÃO**

✓ **SEGURANÇA**

✓ **PRECISÃO**

O DIFERENCIAL QUE VOCÊ PRECISA PARA O SEU LABORATÓRIO

Aposte na automação, aumentando a produtividade, a segurança e a eficiência no dia a dia do seu laboratório e conte com a qualidade dos reagentes bioquímicos e turbidimétricos Labtest, prontos para uso.

Aplicáveis aos equipamentos da linha Audmax (compatíveis também com diversos outros analisadores automáticos do mercado)

Melhor rendimento dos reagentes e maior produtividade (registro automático com código de barras, inventário com atualização de volume e quantidade de testes)

Redução de custos operacionais, mais agilidade e segurança no processo (sem preparações adicionais, rastreio de lote e validade, menor risco de contaminação e erro humano)



BIOQUÍMICA

REF	Reagente	Metodologia	Linearidade	Formato	Audmax 240i/360/420i		Audmax Evolution*		Audmax 400/600*	
					Número de packs	Rendimento total	Número de packs	Rendimento total	Número de packs	Rendimento total
140	Ácido Úrico Liquiform	Enzimático - Trinder	até 20 mg/dL	Birreagente	2	422	4	1200	4	960
333	AEO Turbiquest Plus	Imunoturbidimetria	até 800 UI/mL	Birreagente	1	188	1	200	1	160
356	AGP Turbiquest	Imunoturbidimetria	4 a ~150mg/dL	Birreagente	-	-	1	206	1	187
19	Albumina Liquiform	Verde de Bromocresol	até 6,0 g/dL	Monorreagente	2	364	4	680	4	628
108	ALT/GPT Liquiform	Cinético UV -IFCC	até 400 U/L	Birreagente	2	358	4	1200	4	900
142	Amilase CNPG Liquiform	Substrato Gal-α-CNP	até 1700 U/L	Monorreagente	2	296	4	800	4	728
109	AST/GOT Liquiform	Cinético UV -IFCC	até 400 U/L	Birreagente	2	422	4	1200	4	900
93	Bili-D Liquiform	Labtest DCA	até 12 mg/dL	Birreagente	3	564	4	800	4	640
94	Bili-T Liquiform	Labtest DCA	até 30 mg/dL	Birreagente	3	564	4	800	4	640
354	C3 Turbiquest	Imunoturbidimetria	3 ~ 500 mg/dL	Birreagente	-	-	1	131	1	119
355	C4 Turbiquest	Imunoturbidimetria	0,8 ~ 90 mg/dL	Birreagente	-	-	1	116	1	107
95	Ca Arsenazo Liquiform	Arsenazo III	até 17 mg/dL	Monorreagente	3	546	4	800	4	740
90	Cálcio Liquiform	CPC - Cresolftaleína	até 16 mg/dL	Birreagente	3	570	4	640	4	532
118	CK MB Liquiform	UV - IFCC	600 U/L	Birreagente	2	236	4	800	4	600
117	CK NAC Liquiform	UV - IFCC	2000 U/L	Birreagente	2	236	4	800	4	600
115	Cloretos Liquiform	Tiocianato de Mercúrio	130 mEq/L	Monorreagente	1	182	1	185	1	171
76	Coolesterol Liquiform	Enzimático - Trinder	até 500 mg/dL	Monorreagente	4	728	4	1340	4	1240
167	Creatinina Enzimática SD	Enzimático - Trinder	100 mg/dL	Birreagente	2	524 ¹ / 300 ²	2	516	2	754
96	Creatinina K	Picrato alcalino - Jaffé	até 12 mg/dL	Birreagente	4	844	10	1090	10	830
91	Fe Liquiform	Labtest - Ferrozine	até 1000 µg/dL	Birreagente	3	564	4	572	4	520
334	Ferritina Turbiquest	Imunoturbidimetria	5 - 600 ng/mL	Birreagente	1	188	1	200	1	150
79	Fosfatase Alcalina Liquiform	Bowers e Mc Comb modificado	até 1500 U/L	Birreagente	2	422	2	800	2	600
12	Fósforo UV Liquiform	Daly e Ertingshausen modificado	até 20 mg/dL	Monorreagente	3	402	4	400	4	368
332	FR Turbiquest Plus	Imunoturbidimetria	6 - 160 UI/mL	Birreagente	1	188	1	140	1	117
105	Gama GT Liquiform	Szasz modificado	até 700 U/L	Birreagente	1	227	4	800	4	600
137	Glicose HK Liquiform	Bondar e Mead modificado	700 mg/dL	Birreagente	1	215	4	1672	4	1360
84	Glicose PAP Liquiform	GOD-Trinder	500 mg/dL	Monorreagente	4	728	4	1340	4	1240
395	HbA1c WH Turbiquest	Imunoturbidimetria	16,5%	Birreagente	1	121 ¹ / 149 ²	1	225	1	150
145	HDL	Surfactante Seletivo	150 mg/dL	Birreagente	1	150	1	345	1	283
98	HDL LE	Acelerador - Detergente Seletivo	até 200 mg/dL	Birreagente	1	190	1	380	1	316
92	IBC Liquiform	Labtest - Ferrozine	até 500 µg/dL	Birreagente	-	-	2	306	2	280
358	IgA Turbiques	Imunoturbidimetria	5 - 800 mg/dL	Birreagente	-	-	1	131	1	119
359	IgG Turbiquest	Imunoturbidimetria	34 - 3900 mg/dL	Birreagente	-	-	1	93	1	86
360	IgM Turbiquest	Imunoturbidimetria	5 - 330 mg/dL	Birreagente	-	-	1	131	1	119
138	Lactato Enzimático	Enzimático - Trinder	150 mg/dL	Birreagente	1	188	1	406	1	369
86	LDH Liquiform	Piruvato-Lactato	até 2000 U/L	Birreagente	2	376	4	800	4	600
146	LDL	Surfactante Seletivo	até 600 mg/dL	Birreagente	1	154	1	150	1	125
107	Lipase Liquiform	Enzimática Colorimétrica	3,0 - 300 U/L	Birreagente	2	198	2	200	2	172
50	Magnésio Liquiform	Labtest - Magon sulfonado	4,5 mg/dL	Birreagente	3	156	3	210	3	186
348	Microalbuminúria Turbiquest Plus	Imunoturbidimetria	3 a 500 mg/L	Birreagente	1	158	2	300	2	254
3002	PCR	Imunoturbidimetria	2 - 200 mg/L	Birreagente	1	182	1	231	1	210
3021	PCR Turbiquest Plus SD	Imunoturbidimetria	2 a 160 mg/L	Birreagente	1	149	1	173	1	140
3005	PCR Ultra PCR MAX	Imunoturbidimetria	0,05 a 10 mg/L	Birreagente	1	125	1	237	1	151
152	Potássio Enzimático	Enzimática	2,0 - 8,0 mmol/L	Birreagente	1	118	1	122	1	112
99	Proteínas Totais Liquiform	Biureto	até 14 g/dL	Monorreagente	2	364	4	400	4	364
36	Sensiprot	Vermelho de Piragalol	até 100 mg/dL	Monorreagente	2	364	2	492	2	450
163	Sódio	Enzimática	80 - 180 mmol/L	Birreagente	1	106	1	113	1	103
357	Transferrina Turbiquest	Imunoturbidimetria	6 a 650 mg/dL	Birreagente	-	-	1	206	1	187
87	Triglicérides Liquiform	Enzimático - Trinder	até 1100 mg/dL	Monorreagente	4	728	4	1340	4	1240
104	Ureia UV Liquiform	Enzimático UV	até 300 mg/dL	Birreagente	4	716	4	800	4	640

¹ Rendimento referente ao Audmax 240i e Audmax 360 / ² Rendimento referente ao Audmax 420i.

*Para informações sobre reconhecimento do código de barras e informações gerais dos reagentes entre em contato com a Assessoria Científica Labtest.

LEVE MAIS QUALIDADE E TECNOLOGIA PARA O SEU LABORATÓRIO.



Labtest Diagnóstica S.A.
Av. Paulo Ferreira da Costa, 600
Lagoa Santa - MG - CEP 33240-152

SAC - 0800 031 3411
sac@labtest.com.br

labtest.com.br
labtestdiagnostica



Confira
nosso site
acessando
o QR Code.