

Producto para uso profesional, exclusivamente para diagnóstico in vitro.

La prueba rápida **Lab Rapid GDH/Toxina A y B, Ref. 752C**, es comercializada directamente por Labtest y a través de su red de distribuidores autorizados.

PRUEBA RÁPIDA GDH TOXIN A & B

Labtest
A VIRTUE COMPANY



Prueba rápida combinada en casete para la detección cualitativa de antígenos de GDH, toxina A y toxina B de *Clostridium difficile* en muestras de heces humanas.

- Detección cualitativa de antígenos de GDH, toxina A y toxina B de *Clostridium difficile*;
- Metodología: inmunocromatografía;
- Muestra: heces;
- Cuentagotas incluido en el kit;
- Controles positivo y negativo incluidos en el kit;
- Resultados en 10 minutos;
- Sensibilidad relativa: 95,65 %;
- Especificidad relativa: 97,30%;
- Eficiencia: >96 %.

Solución Labtest: **Lab Rapid GDH / Toxin A and B** Ref. 752C

Disponible en kits con 20 pruebas.

Para obtener más información, comuníquese con su gerente de cuenta de Labtest o escribanos a sales@labtest.com.br.

labtest.com.br
SAC: 0800 031 3411
sac@labtest.com.br