

Producto para uso profesional, exclusivamente para diagnóstico in vitro.

La prueba rápida **Lab Rapid Strep A Ref.753C**, es comercializada directamente por Labtest y a través de su red de distribuidores autorizados.

PRUEBA RÁPIDA STREP A

Labtest
A VIRTUE COMPANY



Prueba rápida para la detección cualitativa de antígenos de Streptococcus del Grupo A en muestras obtenidas mediante hisopo nasofaríngeo u orofaríngeo.

- Detección cualitativa de antígenos de Streptococcus del Grupo A.
- Metodología: Inmunocromatografía;
- Muestra: hisopo nasofaríngeo u orofaríngeo;
- Hisopo estéril incluido en el kit;
- Controles positivo y negativo incluidos en el kit;
- Resultados en 5 minutos.

Desempeño clínico:

- Sensibilidad relativa: 95,05 %;
- Especificidad relativa: 97,77 %;
- Eficiencia: >97 %.

Solución Labtest: **Lab Rapid Strep A** Ref. 753C

Disponible en kits con 20 pruebas.

Para obtener más información, comuníquese con su gerente de cuenta de Labtest o escribanos a sales@labtest.com.br.

labtest.com.br
SAC: 0800 031 3411
sac@labtest.com.br